

**Ophtha**  
FRANCE

# INDEX



A			C		
Abadie	Curettes	43	Capsulorhexis	Pincés	47 à 49
Adson	Pincés	57, 59	Capsulotomie	Ciseaux	26, 27
Amsler	Marqueurs	46	Castroviejo	Bléfarostats	4
Anel	Canules	12		Ciseaux	20
Arnéodo	Crochets	35, 36		Compas	32
Aron	Pincés	55		Pincés	51
Arruga	Crochets	39, 41		Porte-aiguilles	64 à 66
	Corps étranger	44		Spatules	79
	Écarteurs	72		Stylets	80
Aubaret	Écarteurs	72	Cataracte	Trousse	90, 91
				Canules	14 à 16
				Couteaux	33
			Chalazion	Trousse	89
Bangerter	Pincés	61		Crochets	37, 38, 41
Bangester	Canules	11		Curettes	43
Barraquer	Bléfarostats	2		Pincés	56 à 57
	Canules	16		Charleux	Canules 15, 17
	Crochets	35, 36	Chazalon	Canules	16
	Pincés	52	Chérifi	Canules	12
	Porte-aiguilles	66, 67	Citelli	Rongeurs	73
	Spatules	77 à 79	Clayman	Crochets	36
	Divers	88		Pincés	54
Bechet	Crochets	36		Spatules	79
Berke	Pincés	56, 57	Clerc	Écarteurs	71
Binkhorst	Canules	15, 16	Clergeau	Bléfarostats	2, 5, 6
Blakesley	Pincés	86	Colibri	Pincés	50
Bishop-Harmon	Pincés	52		Bléfarostats	3, 4, 5
Blascovics	Pincés	62	Corcelle	Crochets	35
Blayde	Pincés	54	Cornée	Ciseaux	20 à 26
Bonn	Ciseaux	29		Jauges	32
	Crochets	41		Micropincés	83
	Pincés	49, 50		Pincés	49, 50
	Écarteurs	70		Spatules	78
Bonnacolto	Pincés	58		Corydon	Pincés 47, 48
Bonnet	Crochets	40	Crozafon	Manipulateurs	36
Borsch	Curettes	43		Rongeurs	73
	Corps étranger	44		Spatules	77
Bosc	Crochets	40	Culler	Spatules	79
	Spatules	78	Cuppers		
Bowman	Bléfarostats	2			
	Sondes	76			
Buratto	Ciseaux	27			
	Manipulateurs	36			
	Porte-aiguilles	68			

## INDEX



D			G		
DCR	Trousse	92	Galezowski	Canules	11,12
	Rongeurs	73		Sondes	76
De Bats	Micropinces	83	Galland	Ciseaux	25, 26
De Laage	Pinces	50	Gass-Rouchy	Crochets	38
	Rongeurs	73	Gillis	Crochets	41, 42
De Wecker	Pinces	60	Gills	Canules	13,18
	Spatules	77	Gomez	Pinces	61
DeJean-Paufique	Anses	1	Graefe	Crochets	41
Desmarres	Pinces	56		Couteaux	33
	Releveurs	70		Pinces	59
Dimeglio	Pinces	48	Graether	Crochets	35
Drysdal	Crochets	36	Green	Crochets	38
Dupuy-Dutemps	Écarteurs	72		Pinces	60
	Rugines	74	Guérin	Canules	14
Dupuytren	Corps étranger	44			
Dupuy-Dutemps	Écarteurs	72			
	Rugines	74			
Dupuytren	Corps étranger	44			
<b>H</b>					
			Haefliger	Crochets	34
			Halsey	Porte-aiguilles	69
			Halstead	Pinces	61
			Harms	Trabéculotomes	81
<b>E</b>			Hass	Ostéotomes	75
Eckardt	Micropinces	83	Healon	Canules	13
Élliot	Trépan	87	Hirsch Hoffman	Manipulateurs	42
Elschnig	Pinces	59		Micropinces	83
	Spatules	77			
End-gripping	Micropinces	83	Hirschman	Spatules	79
Enucleation	Ciseaux	29	Hoffer	Marqueurs	45
			Hugonnier	Crochets	39
<b>F</b>					
Fechtner	Pinces	58	<b>I</b>		
Femto	Crochets	37	ICL®	Trousse	92
Fink	Marqueurs	46		Compas	32
Flieringa	Anneaux	87		Manipulateur	42
Fourcade	Pinces	54		Micropinces	83
			Imbert	Porte-aiguilles	65
			IOL	Pinces	55
			IVT	Marqueurs	46

## INDEX



<b>J</b>			<b>M</b>		
Jadé	Ciseaux	28	Mermoud	Marqueurs	46
Jaeger	Plaques	63		Pinces	50
Jaffe	Crochets	36		Spatules	78
Jameson	Crochets	39, 40	Meunier	Bistouri	33
Jayle	Pinces	51	Meyer	Marqueur	45
Joseph	Ciseaux	31	Meyerhoefer	Curettes	43
	Pinces	63		Corps étranger	44
			Muller-Arruga	Écarteurs	72
<b>K</b>					
Katzin	Ciseaux	21, 22	<b>N</b>		
Kelly	Rongeurs	73	Nagahara	Crochets	34
Kerisson	Rongeurs	73	Noyes	Ciseaux	20
Kershner/Franceschi	Blépharostats	5			
Klein	Ciseaux	27			
Knapp	Écarteurs	72	<b>O</b>		
Kratz	Blépharostats	3	O'Brien	Porte-aiguilles	66
	Canules	15	Ong	Ciseaux	26
<b>L</b>					
			<b>P</b>		
Laforge	Canules	17	Paufique	Anses	1
	Ciseaux	26, 27		Canules	12
Lambert	Pinces	57		Couteaux	33
Lasik	Blépharostats	5		Pinces	51
	Canules	18		Trabéculotomes	81
Lebuisson	Crochets	36, 37	Paupières	Trousse	89
Leriche	Pinces	86		Ciseaux	29, 30
Lescure	Ciseaux	25		Crochets	41
Lester	Manipulateurs	36		Plaques	63
	Pinces	59		Releveurs	70
Lombard	Ostéotomes	75	Pearce	Canules	13
Lubet-Barbon	Pinces	85	Pechereau	Spatules	80
			Phaco-Chop	Crochets	34
			Pilly	Blépharostats	4
			Pisacano	Crochets	37
<b>M</b>					
Malbran	Crochets	38	Pley/Fimco	Blépharostats	6
Mayo	Ciseaux	31	Politzer	Pinces	86
Mc-Pherson	Ciseaux	20	Ptérygion	Trousse	89
	Pinces	53, 54	Ptosis	Pinces	56 à 59
Mellinger	Blépharostats	4	Pre-chopper	Pinces	56
Mendez	Marqueurs	46			

## INDEX



R			T		
Ragnell	Ciseaux	30	Tano	Micropinces	83
Rétine	<b>Trousse</b>	92	Terson-Paufique	Canules	12
	Écarteurs	71	Thornton	Marqueurs	45
	Micropinces	83	Trabut	Plaques	63
Roche	Pinces	50	Troutman	Ciseaux	21, 22
	Trabéculotomes	81, 82		Porte-lames	33
Rollet	Rugines	74		Pinces	52, 53
Rosario Gomez	Pinces	61		Porte-aiguilles	66
Roth	Crochets	39		Spatules	79
	Écarteurs	70			
Roth-Rapp	Myomètre	38			
Rycroft	Canules	13,14			
<b>U</b>					
			Urrets-Zavalía	Marqueurs	45
			Urvoy	Écarteurs	71
			Utrata	Pinces	47, 48
<b>S</b>					
Sattler	Pinces	62			
Schapira	Blépharostats	5			
Schott	Blépharostats	6			
Sgard	Pinces	56	<b>V</b>		
Shepard	Pinces	54	Valude	Écarteurs	71
Sichel-Wilder	Stylets	80		Rugines	74
Simcoe	Blépharostats	2	Vannas	Ciseaux	23 à 25
	Canules	14, 17 à 19	Volkman	Écarteurs	71
Sinsky	Crochets	35, 36			
Snellen	Anses	1			
Sourdille	Compas	32	<b>W</b>		
	Trabéculotomes	81	Weiss	Anses	1
Spira	Écarteurs	71	Wells	Écarteurs	72
Stevens	Ciseaux	28	Westcott	Ciseaux	20, 28
Strabisme	<b>Trousse</b>	91	Wolkman	Curettes	43
	Crochets	37 à 41	Worst	Sondes	76
	Pinces	61 à 63	Wright	Aiguilles	1
	Spatules/Réglet	79, 80			
Streiff	Ciseaux	31			
<b>Z</b>					
			Zaluski	Crochets	34
				Pinces	48

## INDEX



A			C		
Abadie	Curettes	43	Capsulorhexis	Forceps	47 to 49
Adson	Forceps	57, 59	Capsulotomy	Scissors	26, 27
Amsler	Markers	46	Castroviejo	Caliper	32
Anel	Cannulas	12		Dilators	80
Arnéodo	Hooks	35, 36		Forceps	51
Aron	Forceps	55		Needle-holders	64 to 66
Arruga	Burr	44		Scissors	20
	Hooks	39, 41		Spatulas	79
	Retractors	72		Speculums	4
Aubaret	Retractors	72	Cataracte	Set	90, 91
				Cannulas	14 to 16
				Knives	33
			Chalazion	Set	89
Bangerter	Forceps	61		Curettes	43
Bangester	Cannulas	11		Forceps	56, 57
Barraquer	Cannulas	16		Hooks	37, 38, 41
	Forceps	52	Charleux	Cannulas	15, 17
	Hooks	35, 36	Chazalon	Cannulas	16
	Miscellaneous	88	Chérifi	Cannulas	12
	Needles-holders	66, 67	Citelli	Rongeurs	73
	Spatulas	77 to 79	Clayman	Forceps	54
	Speculums	2		Hooks	36
Bechet	Hooks	36	Clerc	Spatulas	79
Berke	Forceps	56, 57	Clergeau	Retractors	71
Binkhorst	Cannulas	15, 16	Colibri	Forceps	50
Bishop-Harmon	Forceps	52		Speculums	2, 5, 6
Blakesley	Forceps	86	Corcelle	Speculums	3, 4, 5
Blascovics	Forceps	62	Corneal	Forceps	49, 50
Blayde	Forceps	54		Gauge	32
Bonn	Forceps	49, 50		Hooks	35
	Hooks	41		Knives	33
	Retractors	70		Microforceps	83
	Scissors	29		Scissors	20 to 26
Bonnacolto	Forceps	58		Spatules	78
Bonnet	Hooks	40	Corydon	Forceps	47, 48
Borsch	Curettes	43	Crozafon	Manipulators	36
	Foreign body	44		Rongeurs	73
Bosc	Hooks	40	Culler	Spatulas	77
	Spatulas	78	Cuppers	Spatulas	79
Bowman	Probes	76			
	Speculums	2			
Buratto	Hooks	36			
	Needle-holders	68			
	Scissors	27			

## INDEX



<b>D</b>			<b>G</b>		
DCR	Set	92	Galezowski	Cannulas	11,12
	Rongeurs	73		Probes	76
De Bats	Microforceps	83	Galland	Scissors	25, 26
De Laage	Forceps	50	Gass-Rouchy	Hooks	38
	Rongeurs	73	Gillis	Hooks	41, 42
De Wecker	Forceps	60	Gills	Cannulas	13,18
	Spatulas	77	Gomez	Forceps	61
DeJean-Paufique	Loops	1	Graefe	Forceps	59
Desmarres	Forceps	56		Hooks	41
	Retractors	70		Knives	33
Dimeglio	Forceps	48	Graether	Hooks	35
Drysdal	Hooks	36	Green	Forceps	60
Dupuy-Dutemps	Retractors	72		Hooks	38
	Rugines	74	Guérin	Cannulas	14
Dupuytren	Foreign body	44			
<b>H</b>					
			Haefliger	Hooks	34
<b>E</b>			Halsey	Needle-holders	69
Eckardt	Microforceps	83	Halstead	Forceps	61
Élliot	Trephines	87	Harms	Trabeculotomes	81
Elschnig	Forceps	59	Hass	Osteotomes	75
	Spatulas	77	Healon	Cannulas	13
Eyelid	Set	89	Hirsch Hoffman	Microforceps	83
	Hooks	41		Manipulator	42
	Lid plate	63	Hirschman	Spatulas	79
	Retractors	70	Hoffer	Markers	45
	Scissors	29, 30	Hugonnier	Hooks	39
End-gripping	Microforceps	83			
Enucleation	Scissors	29			
<b>I</b>					
			ICL®	Set	92
<b>F</b>			ICL®	Caliper	32
Fechtner	Forceps	58		Manipulators	42
Femto	Hooks	37		Microforceps	83
Fink	Markers	46	Imbert	Needle-holders	65
Flieringa	Rings	87	IOL	Forceps	55
Fourcade	Forceps	54	IVT	Markers	46

## INDEX



J			M		
Jadé	Scissors	28	Mermoud	Forceps	50
Jaeger	Lid plate	63		Markers	46
Jaffe	Hooks	36		Spatulas	78
Jameson	Hooks	39, 40	Meunier	Scalpel	33
Jayle	Forceps	51	Meyer	Marker	45
Joseph	Forceps	63	Meyerhoefer	Curettes	43
	Scissors	31		Foreign body	44
			Muller-Arruga	Retractors	72
K					
Katzin	Scissors	21, 22			
Kelly	Rongeurs	73	N		
Kerisson	Rongeurs	73	Nagahara	Hooks	34
Kershner/Franceschi	Speculums	5	Noyes	Scissors	20
Klein	Scissors	27			
Knapp	Retractors	72			
Kratz	Cannulas	15	O		
	Speculums	3	O'Brien	Needle-holders	66
			Ong	Scissors	26
L					
Laforge	Cannulas	17			
	Scissors	26, 27			
Lambert	Forceps	57	P		
Lasik	Cannulas	18	Paufique	Cannulas	12
	Speculums	5		Forceps	51
Lebuisson	Hooks	36, 37		Knives	33
Leriche	Forceps	86		Loops	1
Lescure	Scissors	25		Trabeculotomes	81
Lester	Forceps	59	Pearce	Cannulas	13
	Manipulators	36	Pechereau	Spatulas	80
Lombard	Osteotomes	75	Phaco-Chop	Hooks	34
Lubet-Barbon	Forceps	85	Pilly	Speculums	4
			Pisacano	Hooks	37
			Pley/Fimco	Speculums	6
			Politzer	Forceps	86
			Ptérygium	Set	89
M			Ptosis	Forceps	56 to 57
Malbran	Hooks	38	Pre-chopper	Forceps	56
Mayo	Scissors	31			
Mc-Pherson	Forceps	53, 54			
	Scissors	20			
Mellinger	Speculums	4			
Mendez	Markers	46			



## INDEX



R			T		
Ragnell	Scissors	30	Tano	Microforceps	83
Retina	Set	92	Terson-Paufique	Cannulas	12
	Microforceps	83	Thornton	Markers	45
	Retractors	71	Trabut	Lid plate	63
Roche	Forceps	50	Troutman	Blade-holders	33
	Trabeculotomes	81, 82		Forceps	52, 53
Rollet	Rugines	74		Needle-holders	66
Rosario Gomez	Forceps	61		Scissors	21, 22
Roth	Hooks	39		Spatulas	79
	Retractors	70			
Roth-Rapp	Myometer	38			
Rycroft	Cannulas	13,14			
<b>U</b>					
			Urrets-Zavalía	Markers	45
			Urvoy	Retractors	71
			Utrata	Forceps	47, 48
<b>S</b>					
Sattler	Forceps	62			
Schapira	Speculums	5			
Schott	Speculums	6			
Sgard	Forceps	56	<b>V</b>		
Shepard	Forceps	54	Valude	Retractors	71
Sichel-Wilder	Dilators	80		Rugines	74
Simcoe	Cannulas	14, 17 to 19	Vannas	Scissors	23 to 25
	Speculums	2	Volkman	Retractors	71
Sinsky	Hooks	35, 36			
Snellen	Loops	1			
Sourdille	Caliper	32	<b>W</b>		
	Trabeculotomes	81	Weiss	Loops	1
Spira	Retractors	71	Wells	Retractors	72
Stevens	Scissors	28	Westcott	Scissors	20, 28
Strabismus	Set	91	Wolkman	Curettes	43
	Forceps	61 to 63	Worst	Probes	76
	Hooks	37 to 41	Wright	Needles	1
	Spatulas/Ruler	79, 80			
Streiff	Scissors	31			
<b>Z</b>					
			Zaluski	Forceps	48
				Hooks	34



Aiguilles	<b>1</b>	Pinces	<b>47 à 63</b>
Anses	<b>1</b>	Capsulorhexis	<b>47 à 49</b>
Blépharostats	<b>2 à 6</b>	Cornée	<b>49, 50</b>
Boîtes	<b>7 à 10</b>	Glaucome	<b>50</b>
Canules	<b>11 à 19</b>	Sutures	<b>51, 52</b>
Voies lacrymales	<b>11, 12</b>	Monofilament	<b>52, 53</b>
Injection d'air et de liquide	<b>11 à 14</b>	Implantation / Explantation	<b>53 à 55</b>
Hydrodissection	<b>14</b>	Chalazion Ptosis	<b>56, 57</b>
Aspiratrice à cataracte	<b>14 à 16</b>	Sans dents / A dents	<b>57, 59</b>
Double courant	<b>17</b>	A tendre les fils	<b>60</b>
Lasik	<b>18</b>	Hémostatiques	<b>61</b>
Manches et manchettes	<b>18 à 19</b>	Strabisme	<b>61, 63</b>
Raccord et tubes silicone	<b>19</b>	Plaque à paupières	<b>63</b>
Ciseaux	<b>20 à 31</b>	Porte-aiguilles	<b>64 à 69</b>
Cornée	<b>20 à 24</b>	Releveurs	<b>70</b>
Cornée, iris, capsule	<b>24 à 26</b>	Écarteurs	<b>70 à 72</b>
Ténotomie	<b>28</b>	Rongeurs	<b>73</b>
Ophtalmologie	<b>29 à 31</b>	Rugines	<b>74</b>
Compas / Réglets	<b>32</b>	Seringues	<b>74</b>
Couteaux / Bistouri / Porte-lames	<b>33</b>	Ostéotomes	<b>75</b>
Crochets et Manipulateurs	<b>34 à 42</b>	Sondes	<b>76</b>
Phaco émulsification	<b>34</b>	Spatules	<b>77 à 80</b>
Implantation cristallin	<b>35, 36</b>	Stylets	<b>80</b>
Laser	<b>37</b>	Trabéculotomes	<b>81, 82</b>
Strabisme	<b>37 à 41</b>	Micropinces	<b>83</b>
Iris	<b>41</b>	Présentation / Entretien Micropinces	<b>84</b>
Paupière	<b>41 à 42</b>	Divers	<b>85 à 88</b>
ICL®	<b>42</b>	Trousses	<b>89 à 92</b>
Curettes	<b>43</b>	Service de réparations	<b>93</b>
Corps étrangers	<b>44</b>	Notice de nettoyage et entretien des instruments chirurgicaux	<b>94</b>
Marqueurs	<b>45, 46</b>	Présentation et entretien des pinces titane - inox	<b>96,97</b>
		Déclaration CE de conformité	<b>98</b>
		Conditions générales de vente	<b>99</b>



Needles	<b>1</b>	Forceps	<b>47 &gt; 63</b>
Loops	<b>1</b>	Capsulorhexis	<b>47 &gt; 49</b>
Speculums	<b>2 &gt; 6</b>	Corneal	<b>49, 50</b>
Trays	<b>7 &gt; 10</b>	Glaucoma	<b>50</b>
Cannulas	<b>11 &gt; 19</b>	Suturing	<b>51, 52</b>
Lacrimal	<b>11</b>	Monofilament	<b>52, 53</b>
Air and liquid injection	<b>11 &gt; 14</b>	Implantation	<b>53 &gt; 55</b>
Hydrodissection	<b>14</b>	Chalazion Ptosis	<b>56, 57</b>
Cataract	<b>14 &gt; 16</b>	Without and with teeth	<b>57, 59</b>
Double way	<b>17</b>	Serrefin for suturing	<b>60</b>
Lasik	<b>18</b>	Hemostatics	<b>61</b>
Handles	<b>18 &gt; 19</b>	Strabismus	<b>61, 63</b>
Connectors and silicon tube	<b>19</b>	Lid plates	<b>63</b>
Scissors	<b>20 &gt; 31</b>	Needles holders	<b>64 &gt; 69</b>
Corneal	<b>20 &gt; 24</b>	Retractors	<b>70 &gt; 72</b>
Corneal, iris, capsule	<b>24 &gt; 26</b>	Bone nibling rongeurs	<b>73</b>
Tenotomy	<b>28</b>	Rugines	<b>74</b>
Ophthalmology	<b>29 &gt; 31</b>	Syringes	<b>74</b>
Caliper / Rulers	<b>32</b>	Osteotomes	<b>75</b>
Knives / Scalpels / Blade-holders	<b>33</b>	Probes	<b>76</b>
Hooks and Manipulators	<b>34 &gt; 42</b>	Spatulas	<b>77 &gt; 80</b>
Phaco emulsification	<b>34</b>	Dilators	<b>80</b>
Lens implantation	<b>35, 36</b>	Trabeculotomes	<b>81 &gt; 82</b>
Laser	<b>37</b>	Microforceps	<b>83</b>
Strabismus	<b>37 &gt; 41</b>	Presentation / Cleaning Microforceps	<b>84</b>
Iris	<b>41</b>	Miscellaneous	<b>85 &gt; 88</b>
Eyelid	<b>41 &gt; 42</b>	Sets / components	<b>89 &gt; 92</b>
ICL®	<b>42</b>	Repair service	<b>93</b>
Curettes	<b>43</b>	Instructions for use/cleaning of surgical instruments	<b>95</b>
Foreign body	<b>44</b>	Presentation of the protections devices for titanium-stainless steel forceps	<b>96 &gt; 97</b>
Markers	<b>45, 46</b>	CE declaration of conformity	<b>98</b>
		General terms and conditions of sale	<b>100</b>

**AIGUILLES  
NEEDLES  
AGURAS**



**Aiguilles Needles Aguras**

**F495A** Aiguille de Wright, chas de 6x1 mm, 150mm

*Wright needle, 6x1 mm hole, 150mm*

**Aiguilles Needles Aguras**

**F497A** Aiguille rétro-bulbaire 0,5 x 35 mm

*Retrobulbar needle Ø 0,5 x 35 mm*



**ANSES  
LOOPS  
ASAS**

**Anses Loops Asas**

**F834A** Anse de DeJean-Paufique *DeJean paufique loop*



F835A



F835B



**Anses Loops Asas**

**F835A** Anse de Snellen lisse

*Snellen lens loop, blunt*

**F835B** Anse de Snellen striée

*Snellen lens loop, serrated*



**Anses Loops Asas**

**F836A** Anse de WEISS (jeu de quatre instruments)

*Weiss loop*

BLÉPHAROSTATS  
SPECULUMS  
BLEFAROSTATOS

Blépharostats Speculums Blefarostatos

**F300A** Blépharostat de Barraquer colibri (adulte)  
*Barraquer wire speculum, colibri, adult size*



Blépharostats Speculums Blefarostatos

**F300B** Blépharostat de Barraquer colibri oblique pour incision temporale  
*Barraquer wire speculum, colibri, temporale*



Blépharostats Speculums Blefarostatos

**F300C** Blépharostat de Simcoe  
*Simcoe wire speculum*



Blépharostats Speculums Blefarostatos

**F301A** Blépharostat de Barraquer colibri enfant  
*Barraquer wire speculum, colibri, child size*




Blépharostats Speculums Blefarostatos


**F302A** Blépharostat de Barraquer colibri bébé  
*Barraquer wire speculum, colibri, baby size*




BLÉPHAROSTATS  
SPECULUMS  
BLEFAROSTATOS



**Blépharostats**   **Speculums**   **Blefarostatos**  
**F303A** Blépharostat de Bowman 7cm  
*Bowman wire speculum, 7cm*



**Blépharostats**   **Speculums**   **Blefarostatos**  
**F304A** Blépharostat de Kratz  
*Kratz wire speculum*



**Blépharostats**   **Speculums**   **Blefarostatos**  
**F304B** Blépharostat de Kratz oblique pour incision temporale et appui nasal  
*Kratz wire speculum oblique for temporale incision and nasal support*



**Blépharostats**   **Speculums**   **Blefarostatos**  
**F305A** Blépharostat de Corcelle adulte  
*Corcelle speculum, adult size*



**Blépharostats Speculums Blefarostatos**  
**F305B** Blépharostat de Corcelle enfant  
*Corcelle speculum, child size*



**Blépharostats Speculums Blefarostatos**  
**F305C** Blépharostat de Mellinger *Mellinger speculum*



**Blépharostats Speculums Blefarostatos**  
**F306A** Blépharostat de Castroviejo adulte (9cm) *Castroviejo speculum, adult size (9cm)*  
**F306B** Blépharostat de Castroviejo enfant (8cm) *Castroviejo speculum, child size (8cm)*



**Blépharostats Speculums Blefarostatos**  
**F306C** Blépharostat de Castroviejo, 2x2 griffes mousses *Castroviejo speculum, 2x2 claws, blund tip*



**Blépharostats Speculums Blefarostatos**  
**F306D** Blépharostat de Pilly  
*Pilly speculum*

BLÉPHAROSTATS  
SPECULUMS  
BLEFAROSTATOS

Blépharostats Speculums Blefarostatos

**F307A** Blépharostat de Schapira  
*Schapira speculum*



Blépharostats Speculums Blefarostatos

**F307B** Blépharostat pour LASIK  
*LASIK speculum*




Blépharostats Speculums Blefarostatos

**F307C** Blépharostat de Corcelle à vis  
*Corcelle adjustable speculum*



Blépharostats Speculums Blefarostatos

**F307D** Blépharostat de Kershner/Franceschi, oreilles ouvertes  
*Kershner/Franceschi speculum, open blades*




Blépharostats Speculums Blefarostatos

**F307E** Blépharostat colibri réglable, oreilles ouvertes avec extrémité en olive  
*Adjustable colibri speculum, open blades, olive shaped tips*





**BLÉPHAROSTATS  
SPECULUMS  
BLEFAROSTATOS**



**Blépharostats Speculums Blefarostatos**

**F307I** Blépharostat réglable avec aspiration

*Adjustable speculum, with aspiration*



**Blépharostats Speculums Blefarostatos**

**F307P** Blépharostat à vis, valve pleine et réversible


*Adjustable speculum, full and reversible valve*



**Blépharostats Speculums Blefarostatos**

**F307V** Blépharostat colibri réglable, oreilles ouvertes en V

*Adjustable colibri speculum, open blades, V shape*



**Blépharostats Speculums Blefarostatos**

**F308A** Blépharostat de Pley/Fimco avec anneau pour passage de fil

*Pley/Fimco adjustable speculum with a ring for the thread*



**Blépharostats Speculums Blefarostatos**

**F309A** Blépharostat de Schott, oreilles ouvertes

*Schott speculum, open blades*



BOITES  
BOXES  
CAJAS



Boites Boxes Cajas

**F2205M** Boite aluminium avec tapis à picots silicone 190x100x25 mm  
*Aluminium tray with silicone mat, size 190x100x25 mm*



Boites Boxes Cajas

**F2359A** Boite inox pour laveur automatique, 64x210x35mm, équipée d'un tapis silicone  
*Stainless steel tray, 64x210x35mm, equipped with silicone mat*

**BOITES  
BOXES  
CAJAS**



**Boites Boxes Cajas**

**F2211A** Boite aluminium avec tapis à picots silicone 180x290x25 mm, 1 niveau  
*Aluminium tray, 1 level with silicone mat, size 180x290x25mm*

**F2212A** Boite aluminium avec tapis à picots silicone 316x210x25 mm, 1 niveau  
*Alumunium tray, 1 level with silicone mat, size 316x210x25mm*



**Boites Boxes Cajas**


**F2211B** Boite aluminium avec tapis à picots silicone 180x290x40 mm, 2 niveaux  
*Aluminium tray, 2 levels with silicone mat, size 180x290x40 mm*

**F2212B** Boite aluminium avec tapis à picots silicone 316x210x40 mm, 2 niveaux  
*Aluminium tray, 2 levels with silicone mat, size 316x210x40 mm*


## BOITES INOX POUR AUTOCLAVE Stainless steel autoclavable trays

Nos boîtes inox pour laveur automatique sont équipées de porte instruments en silicone ou d'un tapis silicone, à la demande. Les porte-instruments en silicone maintiennent fermement l'instrument lors du cycle de lavage. Ainsi équipées, les boîtes contenant leurs instruments peuvent être plongées directement dans un bac de décontamination après intervention, évitant les manipulations des instruments et les détériorations associées.

*Our stainless steel sterilization trays are equipped with silicon instruments holders or silicone mats, on your request. Silicone holders keep the instruments tightly in place during the sterilization process. Therefore, once your surgical instruments are plugged in the silicon holders, you will be able to immerse the sterilization trays directly in the decontamination container. Consequently, you will not just sterilize your instruments safely but you will also protect them against deteriorations that may happen during your manipulations following the surgery.*



**BOITES  
BOXES  
CAJAS**



**Boites Boxes Cajas**

**F2355A** Boite inox pour laveur automatique, 316x210x35mm, équipée d'un tapis silicone  
*Stainless steel tray, 316x210x35mm, equipped with silicone mat*

**F2356A** Boite inox pour laveur automatique, 253x210x35mm, équipée d'un tapis silicone  
*Stainless steel tray, 253x210x35mm, equipped with silicone mat*



**Boites Boxes Cajas**


**F2357A** Boite inox pour laveur automatique, 190x210x35mm, équipée d'un tapis silicone  
*Stainless steel tray, 190x210x35mm, equipped with silicone mat*

**F2358A** Boite inox pour laveur automatique, 127x210x35mm, équipée d'un tapis silicone  
*Stainless steel tray, 127x210x35mm, equipped with silicone mat*



**Voies lacrymales    Lacrimal    Vías lagrimales**

- F499A** Canule à voies lacrymales de Bangester Ø0,8 x 60 mm  
*Bangester cannula, lacrimal, Ø0,8 x 60 mm*
- F499B** Canule à voies lacrymales de Bangester Ø0,7 x 60 mm  
*Bangester cannula, lacrimal, Ø0,7 x 60 mm*
- F499C** Canule à voies lacrymales de Bangester Ø0,6 x 60 mm  
*Bangester cannula, lacrimal, Ø0,6 x 60 mm*



**Voies lacrymales    Lacrimal    Vías lagrimales**

- F500A** Canule à voies lacrymales de Galezowski droite Ø0,6 x 8 mm  
*Galezowski cannula, lacrimal, straight Ø0.6 x 8 mm*
- F500B** Canule à voies lacrymales de Galezowski droite (longue) Ø0,6 x 13 mm  
*Galezowski cannula, lacrimal, straight Ø0.6 x 13 mm*
- F500C** Canule à voies lacrymales de Galezowski droite Ø0,4 x 13 mm  
*Galezowski cannula, lacrimal, straight Ø0.4 x 13 mm*
- F500D** Canule à voies lacrymales de Galezowski droite Ø0,8 x 8 mm  
*Galezowski cannula, lacrimal, straight Ø0.8 x 8 mm*
- F500E** Canule à voies lacrymales de Galezowski droite Ø0,4 x 8 mm  
*Galezowski cannula, lacrimal, straight Ø0.4 x 8 mm*
- F500F** Canule à voies lacrymales de Galezowski droite Ø0,3 x 9mm  
*Galezowski cannula, lacrimal, straight Ø0.3 x 9 mm*
- F508C** Canule irrigation Ø0,6 mm x 15mm  
*Irrigation cannula Ø0,6 mm x 15 mm*
- F508D** Canule irrigation Ø1 mm x 15 mm  
*Irrigation cannula Ø1 mm x 15 mm*



**Injection d'air et de liquide    Air and liquid injection    Inyección de aire y de liquido**


- F501A** Canule à voies lacrymales de Galezowski courbe Ø0,6 x 14 mm  
*Galezowski cannula, lacrimal, curved Ø0.6 x 14mm*
- F501D** Canule à voies lacrymales de Galezowski courbe Ø0,8 x 13mm  
*Galezowski cannula, lacrimal, curved Ø0.8 x 13mm*

CANULES  
CANNULAS  
CÁNULAS




**Injection d'air et de liquide**   **Air and liquid injection**   **Inyección de aire y de liquido**

**F501B** Canule à voies lacrymales de Galezowski courbe Ø0,6 x 18mm  
*Galezowski cannula, lacrimal, curved Ø0,6 x 18mm*



**Injection d'air et de liquide**   **Air and liquid injection**   **Inyección de aire y de liquido**

**F501C** Canule à voies lacrymales de Galezowski droite Ø0,6 x 18mm  
*Galezowski cannula, lacrimal, straight Ø0,6 x 18mm*




**Injection d'air et de liquide**   **Air and liquid injection**   **Inyección de aire y de liquido**

**F503A** Canule à voies lacrymales de Terson-Paufique  
*Terson-Paufique cannula, lacrimal*



**Voies lacrymales**   **Lacrimal**   **Vías lagrimales**

**F504A** Canule à voies lacrymales d'Anel conique  
*Anel cannula, lacrimal, silver conic*



**Injection d'air et de liquide**   **Air and liquid injection**   **Inyección de aire y de liquido**

**F506A** Canule à lavage de Chérifi coudée Ø0,8 x 30mm plate en bout  
*Chérifi cannula, for polishing, angled Ø0,8 x 30mm, flat at the end*

CANULES  
CANNULAS  
CÁNULAS



**Injection d'air et de liquide    Air and liquid injection    Inyección de aire y de liquido**

**F515A** Canule pour injection d'air et de liquide de Rycroft coudée Ø0,5 mm  
*Rycroft cannula for air and liquid injections, angled Ø 0,5 mm*

**F516A** Canule pour injection d'air et de liquide de Rycroft coudée Ø0,3 mm  
*Rycroft cannula for air and liquid injections, angled Ø 0,3 mm*

**F516C** Canule pour injection d'air et de liquide de Rycroft coudée Ø0,4 mm  
*Rycroft cannula for air and liquid injection, angled Ø 0,4 mm*



**Injection d'air et de liquide    Air and liquid injection    Inyección de aire y de liquido**

**F516B** Canule pour injection d'air et de liquide de Rycroft courbe Ø0,3 mm  
*Rycroft cannula for air and liquid injection, curved Ø 0,3 mm*



**Injection d'air et de liquide    Air and liquid injection    Inyección de aire y de liquido**

**F518A** Canule pour injection d'air et de liquide pour Healon  
*Healon cannula for air and liquid injection*



**Injection d'air et de liquide    Air and liquid injection    Inyección de aire y de liquido**

**F519A** Canule de Gills pour injection silicone Ø0,6mm  
*Gills cannula for silicon injection Ø0,6mm*



**Injection d'air et de liquide    Air and liquid injection    Inyección de aire y de liquido**

**F522A** Canule pour implantations de Pearce en forme d'anse à trois orifices  
*Pearce cannula for lenses, loop shape with 3 irrigation openings*



CANULES  
CANNULAS  
CÁNULAS



**Injection d'air et de liquide**    **Air and liquid injection**    **Inyección de aire y de liquido**

**F557A** Mainteneur de chambre antérieure Ø 0.9 mm  
*Maintainer of anterior chamber Ø0.9mm*



**Hydrodissection**    **Hydrodissection**    **Hydrodissección**

**F544A** Canule à hydrodissection  
*Hydrodissection cannula*



**Hydrodissection**    **Hydrodissection**    **Hydrodissección**

**F545A** Canule Rycroft courbe Ø0,4mm, aplatie sur les cotés  
*Rycroft cannula Ø0.4mm, curved, flattened on the sides*



**Aspiratrices à cataracte**    **Cataract aspiration**    **De aspiración para cataratas**

**F508A** Canule de Guérin coudée à fenêtre  
*Guerin cannula, angled*



F520A

F523B



**Aspiratrices à cataracte**    **Cataract aspiration**    **De aspiración para cataratas**

**F520A** Canule de Simcoe orifice supérieur  
*Simcoe cannula, upper opening*

**F523B** Canule de Simcoe courbe, gratteuse à orifice supérieur  
*Simcoe cannula, curved, abrasive, upper opening*

CANULES  
CANNULAS  
CÁNULAS



**Aspiratrices à cataracte   Cataract aspiration   De aspiración para cataratas**

**F525A** Canule de Kratz courbe à olive face inférieure gratteuse  
*Kratz cannula, olive tip with abrasive inferior side*



F526A-C-D



F526B



**Aspiratrices à cataracte   Cataract aspiration   De aspiración para cataratas**

**F526A** Canule de Charleux courbe en biseau Ø0,6 x 13 mm  
*Charleux cannula, curved Ø0.6 x 13mm*

**F526B** Canule de Charleux courbe gratteuse en biseau Ø0,6 x 13 mm  
*Charleux cannula, abrasive, curved Ø0.6 x 13mm*

**F526C** Canule de Charleux courbe en biseau Ø0,5 x 13 mm  
*Charleux cannula, curved Ø0.5mm x 13mm*

**F526D** Canule de Charleux courbe en biseau Ø0,4 x 13 mm  
*Charleux cannula, curved Ø0.4mm x 13mm*



F527A



F527B



**Aspiratrices à cataracte   Cataract aspiration   De aspiración para cataratas**

**F527A** Canule de Charleux courbe en biseau Ø0,6 x 20 mm  
*Charleux cannula, curved Ø0.6 x 20mm*

**F527B** Canule de Charleux courbe gratteuse en biseau Ø0,6 x 20 mm  
*Charleux cannula, abrasive, curved Ø0.6 x 20mm*



**Aspiratrices à cataracte   Cataract aspiration   De aspiración para cataratas**

**F530A** Canule de Binkhorst en crochet, droite  
*Binkhorst cannula, hook shape, straight*

CANULES  
CANNULAS  
CÁNULAS



**Aspiratrices à cataracte**    **Cataract aspiration**    **De aspiración para cataratas**

**F531A** Canule de Binkhorst en crochet, coudée à gauche

*Binkhorst cannula, hook shape, left angled*

**F532A** Canule de Binkhorst en crochet, coudée à droite

*Binkhorst cannula, hook shape, right angled*



**Aspiratrices à cataracte**    **Cataract aspiration**    **De aspiración para cataratas**

**F514A** Canule à cyclodialyse de Barraquer courbe à olive

*Barraquer cyclodialysis cannula, olive curved*



F550A

F555B




**Aspiratrices à cataracte**    **Cataract aspiration**    **De aspiración para cataratas**

**F550A** Canule de Chazalon pour droitier

*Chazalon cannula for right handed*

**F555B** Canule de Chazalon pour gaucher

*Chazalon cannula for left handed*



F2110B

F2116B




**Irrigatrices à cataracte**    **Cataract irrigation**    **De irrigación para cataratas**

**F2110B** Manche d'irrigations latérales Ø0,8mm

*Cannula handle for laterals irrigations Ø0.8mm*

**F2116B** Manche d'irrigation Ø0.9mm, plat en bout

*Cannula handle for irrigation Ø0.9mm, flat front opening*



F2111B

F2113B



**Aspiratrices à cataracte**    **Cataract aspiration**    **De aspiración para cataratas**

**F2111B** Manche d'aspiration latérale Ø0.35mm courbe gratteuse Ø0,7mm aplatie

*Cannula handle for lateral aspiration Ø0.35mm, curved, abrasive, Ø0.7mm, flat*


**F2113B** Manche d'aspiration latérale Ø0,35mm courbe non gratteuse Ø0,8mm aplatie

*Cannula handle for lateral aspiration Ø 0,35mm, curved, non abrasive, Ø0.8mm, flat*



**Irrigatrices à cataracte   Cataract irrigation   De irrigación para cataratas**

**F2117B** Canule d'infusion à 3 voies d'irrigation  
*3-way infusion cannula*



F533B2-3-4



F528B-C



F533C



**À double courant   Double way   Doble vía**

**F533B2** Canule double courant courbe Ø1,1 mm à orifice d'aspiration latéral Ø0,2 mm  
*Double way cannula Ø1.1 mm, lateral aspiration opening Ø0.2 mm*


**F533B3** Canule double courant courbe Ø1,1 mm à orifice d'aspiration latéral Ø0,3 mm  
*Double way cannula Ø1.1 mm, lateral aspiration opening Ø0.3 mm*

**F533B4** Canule double courant courbe Ø1,1 mm à orifice d'aspiration latéral Ø0,4 mm  
*Double way cannula Ø1.1 mm, lateral aspiration opening Ø0.4 mm*

**F528B** Canule de Charleux double courant courbe Ø1,1 mm à orifice en bout  
*Charleux double way cannula Ø1.1 mm, curved, opening at the tip*

**F528C** Canule de Laforge double courant courbe Ø1,5 mm à orifice en bout  
*Laforge double way cannula Ø1.5 mm, curved, opening at the tip*

**F533C** Canule double courant courbe gratteuse à orifice d'aspiration latéral Ø0,3 mm  
*Double way cannula, abrasive curve, lateral aspiration opening Ø0.3 mm*



**À double courant   Double way   Doble vía**

**F548A3** Canule double courant Ø1,1mm midi à orifice d'aspiration latéral courbe Ø0,3 mm  
*Double way cannula Ø1.1mm, lateral aspiration opening Ø0.3 mm*

**F548A4** Canule double courant courbe Ø1,1mm midi à orifice d'aspiration latéral Ø0,4 mm  
*Double way cannula Ø1.1mm, lateral aspiration opening Ø0.4 mm*

CANULES  
CANNULAS  
CÁNULAS



À double courant Double way Doble vía

**F534A3** Canule pour implantations de Simcoe et Gills double courant inversée Ø0,3 mm  
*Simcoe and Gills reverse double way cannula Ø0.3 mm*

**F534A4** Canule pour implantations de Simcoe et Gills double courant inversée Ø0,4 mm  
*Simcoe and Gills reverse double way cannula Ø0.4 mm*




À double courant Double way Doble vía

**F540A3** Canule pour implantations de Simcoe double courant affinée Mod. Américain Ø0,3 mm  
*Double way Simcoe cannula, thin, American model, Ø0.3 mm*

**F540A4** Canule pour implantations de Simcoe double courant affinée Mod. Américain Ø0,4 mm  
*Double way Simcoe cannula, thin, American model, Ø0.4 mm*

**Lasik Lasik Lasik**  
**F556A** Canule pour Lasik  
*Lasik cannula*



Manches et manchettes Handles Mangas

**F537A** Manchette porte-canules Mâle  
*Short cannula handle, conus end male*



Manches et manchettes Handles Mangas

**F537B** Manchette porte-canules Femelle  
*Short cannula handle, conus end female*



CANULES  
CANNULAS  
CÁNULAS



Manches et manchettes Handles Mangas

**F538A** Manche porte-canules femelle pour irrigation en acétal  
*Cannula handle, conus end female*



Manches et manchettes Handles Mangas

**F538B** Manche porte-canules mâle pour aspiration en acétal  
*Cannula handle, conus end male*



Raccord et tubes silicone Fittings and silicone tubes Guarniciones y tubo de silicona

**F539A** Raccord Luer mâle-mâle  
*Luer connector male to male*



Raccord et tubes silicone Fittings and silicone tubes Guarniciones y tubo de silicona


**F560A** Tube silicone pour THX Ø1,1 mm & simcoe I/A (le mètre)  
*Simcoe double way silicon tube Ø 1.1mm per meter*



Raccord et tubes silicone Fittings and silicone tubes Guarniciones y tubo de silicona

**F560B** Tube silicone pour THX Ø1,5 mm (le mètre)  
*Double way silicon tube Ø1.5mm per meter, can be used as a protection device*

**CISEAUX  
SCISSORS  
TIJERAS**



F1502M



F1502P



**Cornée Corneal Córnea**

**F1502M** Ciseaux corps plat de Noyes droits, mousses (12 cm)  
*Noyes scissors, flat, straight, blunt tips (12cm)*

**F1502P** Ciseaux corps plat de Noyes droits, pointus (12 cm)  
*Noyes scissors, flat, straight, sharp tips (12cm)*



**Cornée Corneal Córnea**

**F1506B** Micro-ciseaux corps plat de Mc-Pherson-Westcott, mousses (10 cm)  
*Mc-Pherson-Westcott scissors, blunt (10cm)*



F1510M



F1505P



**Cornée Corneal Córnea**

**F1510M** Ciseaux corps plat de Castroviejo courbes, mousses (12 cm)  
*Castroviejo scissors, curved, blunt tip (12cm)*

**F1505P** Ciseaux corps plat de Castroviejo courbes, pointus (12 cm)  
*Castroviejo scissors, curved, sharp tips (12cm)*



**Cornée Corneal Córnea**

**F1510PL** Ciseaux corps plat de Castroviejo courbes, petites lames, mousses (12 cm)  
*Castroviejo scissors, curved, small blades, blunt (12cm)*

**CISEAUX  
SCISSORS  
TIJERAS**

**Cornée Corneal Córnea**

**F1515A** Ciseaux corps plat de Katzin coudés à gauche (11 cm)  
*Katzin scissors, left angled (11cm)*



**Cornée Corneal Córnea**

**F1516A** Ciseaux corps plat de Katzin coudés à droite (11 cm)  
*Katzin scissors, right angled (11cm)*



**Cornée Corneal Córnea**

**F1517A** Micro-ciseaux corps plat de Katzin/Troutman coudés à droite (9,5 cm)  
*Katzin/Troutman scissors, right angled (9.5cm)*



**Cornée Corneal Córnea**

**F1518A** Micro-ciseaux corps plat de Katzin/Troutman coudés à gauche (9,5 cm)  
*Katzin/Troutman scissors, left angled (9.5cm)*



**Cornée Corneal Córnea**

**F1540A** Ciseaux de Katzin lames inversées à droite  
*Katzin scissors, inverted blades, right angled*





**CISEAUX  
SCISSORS  
TIJERAS**

**Cornée Corneal Córnea**

**F1541A** Ciseaux de Katzin lames inversées à gauche  
*Katzin scissors, inverted blades, left angled*



**Cornée Corneal Córnea**

**F1555A** Micro-ciseaux de Troutman corps rond, coudés à droite  
*Troutman scissors, round, right angled*



**Cornée Corneal Córnea**

**F1556A** Micro-ciseaux de Troutman corps rond, coudés à gauche  
*Troutman scissors, round, left angled*



**Cornée Corneal Córnea**

**F1557A** Ciseaux de Katzin corps rond, coudés à droite  
*Katzin scissors, round, right angled*




**Cornée Corneal Córnea**

**F1558A** Ciseaux de Katzin corps rond, coudés à gauche  
*Katzin scissors, round, left angled*



**CISEAUX  
SCISSORS  
TIJERAS**



F1520M



F1520P



**Cornée Corneal Córnea**

**F1520M** Micro-ciseaux de Vannas droits, lames mousses 8 mm (10,5 cm)  
*Vannas scissors, straight, blunt tips 8 mm (10.5cm)*

**F1520P** Micro-ciseaux de Vannas droits, lames pointues 8 mm (10,5 cm)  
*Vannas scissors, straight, sharp tips 8mm (10.5cm)*



F1521M



F1521P



**Cornée Corneal Córnea**

**F1521M** Ciseaux corps plat de Vannas courbes, lames mousses 8 mm (10,5 cm)  
*Vannas scissors, curved, blunt tips 8mm (10.5cm)*

**F1521P** Ciseaux corps plat de Vannas courbes, lames pointues 8 mm (10,5 cm)  
*Vannas scissors, curved, sharp tips 8mm (10.5cm)*



F1521MM



F1521MP



**Cornée Corneal Córnea**

**F1521MM** Micro-ciseaux de Vannas courbes, lames mousses 7 mm (10,5 cm)  
*Vannas scissors, curved, blunt tips 7mm (10.5cm)*

**F1521MP** Micro-ciseaux de Vannas courbes, lames pointues 7 mm (10,5 cm)  
*Vannas scissors, curved, sharp tips 7mm (10.5cm)*



F1525M



F1525P



**Cornée Corneal Córnea**

**F1525M** Micro-ciseaux corps rond de Vannas droits, lames mousses 8 mm (10,5 cm)  
*Vannas scissors, straight, round, blunt tips 8mm (10.5cm)*

**F1525P** Micro-ciseaux corps rond de Vannas droits, lames pointues 8 mm (10,5 cm)  
*Vannas scissors, straight, round, sharp tips 8mm (10.5cm)*

**CISEAUX  
SCISSORS  
TIJERAS**



F1526M



F1526P



**Cornée Corneal Córnea**

**F1526M** Micro-ciseaux corps rond de Vannas courbes, lames mousses 8 mm (10,5 cm)  
*Vannas scissors, curved, blunt tips 8mm (10.5cm)*

**F1526P** Micro-ciseaux corps rond de Vannas courbes, lames pointues 8 mm (10,5 cm)  
*Vannas scissors, curved, sharp tips 8mm (10.5cm)*



F1522M



F1522P



**Cornée Corneal Córnea**

**F1522M** Micro-ciseaux corps plat de Vannas coudés, lames mousses 8 mm (10,5 cm)  
*Vannas scissors, angled, blunt tips 8 mm (10.5cm)*

**F1522P** Micro-ciseaux corps plat de Vannas coudés, lames pointues 8 mm (10,5 cm)  
*Vannas scissors, angled, sharp tips, 8 mm (10.5cm)*



F1530M



F1530P



**Cornée, Iris, Capsule Corneal, Iris, Capsule Córnea, Iris, Capsula**

**F1530M** Micro-ciseaux corps plat de Vannas droits, lames mousses 6 mm (8,5 cm)  
*Vannas scissors, straight, flat, blunt tips 6mm (8.5cm)*

**F1530P** Micro-ciseaux corps plat de Vannas droits, lames pointues 6 mm (8,5 cm)  
*Vannas scissors, straight, flat, sharp tips 6mm (8.5cm)*



F1531M



F1531P



**Cornée, Iris, Capsule Corneal, Iris, Capsule Córnea, Iris, Capsula**

**F1531M** Micro-ciseaux corps plat de Vannas courbes, lames mousses 6 mm (8,5 cm)  
*Vannas scissors, curved, flat, blunt tips 6mm (8.5cm)*

**F1531P** Micro-ciseaux corps plat de Vannas courbes, lames pointues 6 mm (8,5 cm)  
*Vannas scissors, curved, flat, sharp tips 6mm (8.5cm)*

**CISEAUX  
SCISSORS  
TIJERAS**



F1532M



F1532P



**Cornée, Iris, Capsule    Corneal, Iris, Capsule    Córnea, Iris, Capsula**

**F1532M** Micro-ciseaux corps plat de Vannas coudés, lames mousses 6 mm (8,5 cm)

*Vannas scissors, flat, angled, blunt tips 6mm (8.5cm)*

**F1532P** Micro-ciseaux corps plat de Vannas coudés, lames pointues 6 mm (8,5 cm)

*Vannas scissors, flat, angled, sharp tips 6mm (8.5cm)*



F1536M



F1536P



**Cornée, Iris, Capsule    Corneal, Iris, Capsule    Córnea, Iris, Capsula**

**F1536M** Micro-ciseaux corps rond de Vannas courbes, lames mousses 6 mm

*Vannas scissors, round, curved, blunt tips 6mm (9.5cm)*

**F1536P** Micro-ciseaux corps rond de Vannas courbes, lames pointues 6 mm (9,5 cm)

*Vannas scissors, round, curved, sharp tips 6mm (9.5cm)*



F1537M



F1537P



**Cornée, Iris, Capsule    Corneal, Iris, Capsule    Córnea, Iris, Capsula**

**F1537M** Micro-ciseaux corps rond de Vannas coudés, lames mousses 6 mm (9,5 cm)

*Vannas scissors, round, angled, blunt tips 6mm (9.5cm)*

**F1537P** Micro-ciseaux corps rond de Vannas coudés, lames pointues 6 mm (9,5 cm)

*Vannas scissors, round, angled, sharp tips 6mm (9.5cm)*



**Cornée, Iris, Capsule    Corneal, Iris, Capsule    Córnea, Iris, Capsula**

**F1544C** Ciseaux miniaturisés de Galland Lescure, coudés, courbes (5,5 cm)

*Galland Lescure scissors, curved, angled (5.5cm)*

**CISEAUX  
SCISSORS  
TIJERAS**



F1544M



F1544P



**Cornée, Iris, Capsule    Corneal, Iris, Capsule    Córnea, Iris, Capsula**

**F1544M** Ciseaux miniaturisés de Galland, courbes, mouses (5,5 cm)  
*Galland scissors, curved, blunt tips (5.5cm)*

**F1544P** Ciseaux miniaturisés de Galland, pointus, courbes (5,5 cm)  
*Galland scissors, curved, sharp tips (5.5cm)*



F1545M



F1545P



**Cornée, Iris, Capsule    Corneal, Iris, Capsule    Córnea, Iris, Capsula**

**F1545M** Ciseaux miniaturisés de Galland, coudés, mouses (5,5 cm)  
*Galland scissors, angled, blunt tips (5.5cm)*

**F1545P** Ciseaux miniaturisés de Galland, coudés, pointus (5,5cm)  
*Galland scissors, angled, sharp tips (5.5 cm)*



F1546M



F1546P



**Cornée, Iris, Capsule    Corneal, Iris, Capsule    Córnea, Iris, Capsula**

**F1546M** Ciseaux miniaturisés de Galland, droits, mouses (5,5 cm)  
*Galland scissors, straight, blunt tips (5.5cm)*

**F1546P** Ciseaux miniaturisés de Galland, droits, pointus (5,5 cm)  
*Galland scissors, straight, sharp tips (5.5cm)*



**Cornée, Iris, Capsule    Corneal, Iris, Capsule    Córnea, Iris, Capsula**

**F1547A** Ciseaux de Ong, lames coudées très fines  
*Ong scissors, angled blades, very delicate*



**Cornée, Iris, Capsule    Corneal, Iris, Capsule    Córnea, Iris, Capsula**

**F1550C** Ciseaux corps rond pour capsulotomie de Laforge lames fines très courbes  
*Laforge capsulotomy scissors, round, very curved, delicate blades*



**CISEAUX  
SCISSORS  
TIJERAS**



F1550M



F1550P



**Iris, Capsule, Membranule    Iris, Capsule, Membrane    Iris, Capsule, Membrana**

**F1550M** Ciseaux corps rond pour capsulotomie lames fines mousses  
*Capsulotomy scissors, round, very delicate blades, blunt tips*

**F1550P** Ciseaux corps rond pour capsulotomie lames fines pointues  
*Capsulotomy scissors, round, very delicate blades, sharp tips*



**Iris, Capsule, Membranule    Iris, Capsule, Membrane    Iris, Capsule, Membrana**

**F1551C** Ciseaux corps plat pour capsulotomie de Laforge lames fines très courbes  
*Laforge capsulotomy scissors, flat, delicate blades, very curved*



F1551M



F1551P



**Iris, Capsule, Membranule    Iris, Capsule, Membrane    Iris, Capsule, Membrana**

**F1551M** Ciseaux corps plat pour capsulotomie lames fines mousses  
*Capsulotomy scissors, flat, delicate blades, blunt tips*

**F1551P** Ciseaux corps plat pour capsulotomie lames fines pointues  
*Capsulotomy scissors, flat, delicate blades, sharp tips*

**Iris, Capsule, Membranule    Iris, Capsule, Membrane    Iris, Capsule, Membrana**

**F1534B** Ciseaux de Buratto lames de 11 mm rondes coudées  
*Buratto scissors, rounded blades of 11 mm, angled*



**Iris, Capsule, Membranule    Iris, Capsule, Membrane    Iris, Capsule, Membrana**

**F1534C** Ciseaux de Klein lames 9mm  
*Klein scissors, blades 9mm*



CISEAUX  
SCISSORS  
TIJERAS



F1506M



F1506P



Ténotomie Tenotomy Tenotomía

**F1506M** Ciseaux corps plat de Westcott à tendons, mousses (12 cm)  
*Westcott tenotomy scissors, blunt tip (12cm)*

**F1506P** Ciseaux corps plat de Westcott à tendons, pointus (12 cm)  
*Westcott tenotomy scissors, sharp tip (12cm)*



Implants Implants Implantes

**F1520I** Micro-ciseaux coupe implants du Dr Jadé  
*Dr Jadé scissors to cut lenses*



F1560M



F1560A



Ténotomie Tenotomy Tenotomía

**F1560M** Ciseaux à anneaux de Stevens droits, mousses  
*Stevens scissors, straight, blunt tips*

**F1560A** Ciseaux à anneaux de Stevens droits, pointus  
*Stevens scissors, straight, sharp tips*



F1560B



F1560P



Ténotomie Tenotomy Tenotomía


**F1560B** Ciseaux à anneaux de Stevens courbes, mousses  
*Stevens scissors, curved, blunt tips*

**F1560P** Ciseaux à anneaux de Stevens courbes, pointus  
*Stevens scissors, curved, sharp tips*

**CISEAUX  
SCISSORS  
TIJERAS**



F1561A



F1561C

**Ophtalmologie Ophtalmic Ophtalmología**

**F1561A** Ciseaux de Bonn droits, pointus

*Bonn scissors, straight, sharp tips*

**F1561C** Ciseaux de Bonn droits, mousses

*Bonn scissors, straight, blunt tips*



F1561B



F1561D

**Ophtalmologie Ophtalmic Ophtalmología**

**F1561B** Ciseaux de Bonn courbes, pointus

*Bonn scissors, curved, sharp tips*

**F1561D** Ciseaux de Bonn courbes, mousses

*Bonn scissors, curved, blunt tips*



**Ophtalmologie Ophtalmic Ophtalmología**

**F1562A** Ciseaux à paupière droits

*Eyelids scissors, straight*



**Ophtalmologie Ophtalmic Ophtalmología**

**F1562B** Ciseaux à énucléation courbes

*Enucleation scissors, curved*



**CISEAUX  
SCISSORS  
TIJERAS**

**Ophtalmologie Ophtalmic Ophtalmología**

**F1562C** Ciseaux à paupière courbes  
*Eyelids scissors, curved*



F1562M



F1562P



**Ophtalmologie Ophtalmic Ophtalmología**

**F1562M** Ciseaux d'ophtalmologie courbes, mousses  
*Ophthalmology scissors, curved, blunt tips*

**F1562P** Ciseaux d'ophtalmologie courbes, pointus  
*Ophthalmology scissors, curved, sharp tips*



F1563M



F1563P



**Ophtalmologie Ophtalmic Ophtalmología**

**F1563M** Ciseaux d'ophtalmologie droits, mousses  
*Ophthalmology scissors, straight, blunt tips*

**F1563P** Ciseaux d'ophtalmologie droits, pointus  
*Ophthalmology scissors, straight, sharp tips*

**Ophtalmologie Ophtalmic Ophtalmología**

**F1565A** Ciseaux de Ragnell  
*Ragnell scissors*



CISEAUX  
SCISSORS  
TIJERAS



Ophtalmologie Ophtalmic Ophtalmología

**F1566A** Ciseaux de Joseph droits  
*Joseph scissors, straight*



Ophtalmologie Ophtalmic Ophtalmología

**F1566B** Ciseaux de Joseph courbes  
*Joseph scissors, curved*



Ophtalmologie Ophtalmic Ophtalmología

**F1567A** Ciseaux de Streiff  
*Streiff scissors*



Ophtalmologie Ophtalmic Ophtalmología

**F1568A** Ciseaux de Mayo courbes  
*Mayo scissors, curved*

COMPAS / REGLETS  
CALIPER / RULERS  
COMPAS / TIRAS



Compas / Reglets    Caliper / Rulers    Compas / Tiras

**F180A** Compas de Castroviejo  
*Castroviejo caliper*



Compas / Reglets    Caliper / Rulers    Compas / Tiras

**F180C** Compas de Sourdille, 24mm, gradué en 0,5mm  
*Sourdille caliper, 24 mm, 0.5 mm measuring graduations*

**F180D** Compas de Sourdille, 24mm, courbe, gradué en 0,5mm  
*Sourdille caliper, curved, 24 mm, 0.5 mm measuring graduations*



Compas / Reglets    Caliper / Rulers    Compas / Tiras

**F180G** Jauge de cornée de blanc à blanc, pour mesurer horizontalement le diamètre de la cornée pour implant Phakick


*White to white corneal gauge, to measure the horizontal corneal diameter for Phakick implant*



Compas / Reglets    Caliper / Rulers    Compas / Tiras

**F957A** Réglette graduée en demi mm, longueur 10 cm  
*Strip graduated in semi mm, length 10 cm*

**COUTEAUX / BISTOURI  
KNIVES  
CUCHILLO**



**Cornée Corneal Córnea**

**F823A** Couteau de Paufique pour clivage de la cornée

*Paufique knife for the corneal cleavage*

**Kératoplastie Keratoplasty Queratoplastia**

**F825B** Couteau à cataracte de Graefe *Graefe cataract knife*



**Kératoplastie Keratoplasty Queratoplastia**

**F828C** Kystitome de Graefe *Graefe kystitoma*



**Kératoplastie Keratoplasty Queratoplastia**

**F829A** Couteau cliveur de Paufique 6 mm *Paufique sclerotomy knife 6 mm*  
**F829B** Couteau cliveur de Paufique 5 mm *Paufique sclerotomy knife 5 mm*  
**F829C** Couteau cliveur de Paufique 10 mm *Paufique sclerotomy knife 10 mm*  
**F829D** Couteau cliveur de Paufique 3 mm *Paufique sclerotomy knife 3 mm*



**Porte-lames Blade holder Mango de bisturí**

**F830A** Porte-lames de Troutman *Troutman blades holder*



**Bistouri Knife Cuchillo**

**F200A** Manche Bistouri n°3 *Scalpel holder N°3*

**F200C** Manche Bistouri n°4 *Scalpel holder N°4*



**Bistouri Knife Cuchillo**


**F200B** Bistouri Meunier *Meunier scalpel*




**CROCHETS  
HOOKS  
MANIPULADORES**



F831A



F831D



F831G



**Phaco émulsification**

**F831A** Phaco-Chop

**F831D** Phaco-Chop à droite (pour gaucher)

**F831G** Phaco-Chop à gauche (pour droitier)

**Phaco emulsification**

**Facó emulsificaci6n**


*Phaco-Choppers*

*Phaco-Chop for left handed*


*Phaco-Chop for right handed*



F831B



F831B



F831C



**Phaco émulsification**

**F831B** Chopper de Haefliger pour gaucher

**F831C** Chopper de Haefliger pour droitier


**Phaco emulsification**

**Facó emulsificaci6n**


*Haefliger chopper for left handed*

*Haefliger chopper for right handed*

*Fonction Chopper*



F832B



F832C

*Fonction iris dilator*



F832A



F832B



F832C



**Phaco émulsification**

**F832A** Chopper micromanipulateur du Dr Zaluski

*Dr Zaluski chopper manipulator*

**F832B** Chopper micromanipulateur du Dr Zaluski angulé pour gaucher

*Dr Zaluski Chopper manipulator, angled for left handed*

**F832C** Chopper micromanipulateur du Dr Zaluski angulé pour droitier

*Dr Zaluski Chopper manipulator angled for right handed*

**Phaco emulsification**

**Facó emulsificaci6n**



**Phaco émulsification**

**F833A** Crochet manipulateur de Nagahara, extrémité 1.5mm angulée à 90°, avec partie interne tranchante

*Nagahara Phaco Chopper 1.5mm, 90° angled with cutting edge*

**Phaco emulsification**

**Facó emulsificaci6n**

**CROCHETS  
HOOKS  
MANIPULADORES**



F812A



F812B



**Implantation cristallin    Lens implantation    Implantación intraoculares**

**F812A** Crochet de Sinsky droit  
*Sinsky manipulator, straight*

**F812B** Crochet de Sinsky courbe  
*Sinsky manipulator, curved*



**Greffe de cornée    Corneal transplant    Trasplante de córnea**

**F812D** Crochet de sinskey renversé (pour chirurgie kératoplastie)  
*Reversed Sinsky Hook*



**Implantation cristallin    Lens implantation    Implantación intraoculares**

**F708B** Spatule de Barraquer terminée par une petite boule aplatie, 12mm avec cône luer à l'arrière  
*Barraquer spatula, ended with a small flat ball, 12mm with luer cone at the back*



**Implantation cristallin    Lens implantation    Implantación intraoculares**

**F900A** Micro-manipulateur de Graether-button pour manipuler l'implant ou l'iris  
*Graether-button phaco chopper to manipulate the lens or the iris*



**Phaco émulsification    Phaco emulsification    Facos emulsificación**

**F901A** Micro-manipulateur d'Arnéodo Ø0,35mm  
*Arnéodo manipulator Ø0.35mm*

**CROCHETS  
HOOKS  
MANIPULADORES**



F902A




F902B




**Implantation cristallin    Lens implantation    Implantación intraoculares**

**F902A** Micro-manipulateur de Lester  
*Lester manipulator*

**F902B** Micro-manipulateur diabolo coudé olivaire  
*Diabolo manipulator, angled, bulbous micro collar button tip*



F903A




F903B



**Implantation cristallin    Lens implantation    Implantación intraoculares**


**F903A** Micro-manipulateur de Buratto  
*Buratto manipulator*

**F903B** Micro-manipulateur demi courbe de Buratto-Sinsky  
*Buratto-Sinsky manipulator, semi-curved*



**Phaco émulsification    Phaco emulsification    Faco emulsificación**

**F901B** Micro-manipulateur double d'Arnéodo Ø0,35mm et Ø0,2mm  
*Arneodo double manipulator Ø0.35mm and Ø0.2 mm*



F904A



F904B




**Phaco émulsification    Phaco emulsification    Faco emulsificación**

**F904A** Micro-manipulateur de Jaffe et Bechet  
*Jaffe and Bechet manipulator*

**F904B** Micro-manipulateur de Clayman (Crozafo) n  
*Clayman (Crozafo) manipulator*



F709A



F709B



**Phaco émulsification    Phaco emulsification    Faco emulsificación**

**F709A** Crochet manipulateur de Barraquer Lebuissou extrémité spatulé et olivaire, 12mm  
*Barraquer-Lebuissou manipulator, spatulate and delicate olive tip 12mm*

**F709B** Micro-manipulateur Drysdale avec cône luer à l'arrière  
*Drysdale manipulator with luer cone at the back*

**CROCHETS  
HOOKS  
MANIPULADORES**




**Phaco émulsification Phaco emulsification Facó emulsificati3n**  
**F905A** Micro-manipulateur de Lebuissou, 10mm  
*Lebuissou manipulator 10mm*



**Phaco émulsification Phaco emulsification Facó emulsificati3n**  
**F905B** Micro-manipulateur de PISACANO  
*PISACANO manipulator*



**Laser Laser Laser**  
**F906A** Micro-manipulateur Fimco pour laser femto seconde  
*FIMCO manipulator for femto-second surgery*



**Phaco émulsification Phaco emulsification Facó emulsificati3n**  
**F907A** Manipulateur en forme de doigt  
*Manipulator with a finger shape*



**Strabisme Strabismus Estrabismo**  
**F800A** Crochet à strabisme petit modèle  
*Strabismus hook, small size*



**CROCHETS  
HOOKS  
MANIPULADORES**



**Strabisme Strabismus Estrabismo**  
**F801A** Crochet à strabisme grand modèle  
*Strabismus hook, large size*



**Strabisme Strabismus Estrabismo**  
**F804A** Crochet de Gass-Rouchy  
*Gass-Rouchy hook*



**Strabisme Strabismus Estrabismo**  
**F807A** Crochet de Malbran  
*Malbran hook*



**Strabisme Strabismus Estrabismo**  
**F807B** Crochet de Green Malbran  
*Green-Malbran hook*



**Strabisme Strabismus Estrabismo**  
**F807C** Myomètre de Roth-Rapp (V2)  
*Roth-Rapp myometer (V2)*

**CROCHETS  
HOOKS  
MANIPULADORES**



**Strabisme Strabismus Estrabismo**  
**F808A** Crochet de Hugonnier  
*Hugonnier hook*



**Strabisme Strabismus Estrabismo**  
**F809A** Crochet de Roth coudé à 90°  
*Roth hook, 90° angled*



**Strabisme Strabismus Estrabismo**  
**F810A** Crochet à strabisme petit  
*Strabismus hook, small size*



**Strabisme Strabismus Estrabismo**  
**F810B** Crochet à strabisme moyen  
*Strabismus hook, medium size*



**Strabisme Strabismus Estrabismo**  
**F810C** Crochet à strabisme de Jameson/Arruga grand  
*Jameson/Arruga strabismus hook, large size*

**CROCHETS  
HOOKS  
MANIPULADORES**



**Strabisme Strabismus Estrabismo**

**F810D** Crochet à strabisme de Jameson/Arruga moyen  
*Jameson/Arruga strabismus hook, medium size*



**Strabisme Strabismus Estrabismo**

**F810E** Crochet à strabisme du Dr Bosc  
*Dr Bosc strabismus hook*




**Strabisme Strabismus Estrabismo**

**F811A** Crochet à strabisme grand  
*Strabismus hook, large size*



**Strabisme Strabismus Estrabismo**

**F811B** Crochet à strabisme de M. Bonnet  
*M. Bonnet strabismus hook*



**Strabisme Strabismus Estrabismo**

**F811C** Crochet à strabisme de Péchereau  
*Pechereau strabismus hook*

**CROCHETS  
HOOKS  
MANIPULADORES**



**Strabisme Strabismus Estrabismo**

**F814A** Crochet d'Arruga à droite  
*Arruga hook, right*



**Strabisme Strabismus Estrabismo**

**F815A** Crochet d'Arruga à gauche  
*Arruga hook, left*



**Iris Iris Iris**

**F817A** Crochet de Graefe  
*Graefe hook*



**Iris Iris Iris**

**F818A** Crochet de Bonn  
*Bonn hook*



**Paupières Lids Párpados**


**F805A** Crochet à chalazion de Gillis petit  
*Gillis hook, small size*

**CROCHETS  
HOOKS  
MANIPULADORES**




**Paupières Lids Párpados**

**F806A** Crochet à chalazion de Gillis grand  
*Gillis hook, large size*



**ICL® ICL® ICL®**

**F908A** Manipulateur ICL® Ø 0.80 mm, coudé, pour placer l'haptique sous l'iris  
*ICL® slider, to place the haptic under the iris, round hole tip Ø 0.80 mm, angled*



**ICL® ICL® ICL®**

**F908B** Manipulateur ICL® à pointe fourchue en demi cercle Ø0.8mm, coudé, 12 mm  
*ICL® tucker/slider, forked tip, angled, 12mm*



**ICL® ICL® ICL®**

**F909D** Manipulateur de Hirsch-Hoffmann courbé à droite pour ICL®  
*Hirsch-Hoffmann manipulator for ICL®, right curved*



**ICL® ICL® ICL®**

**F909G** Manipulateur de Hirsch-Hoffmann courbé à gauche pour ICL®  
*Hirsch-Hoffmann manipulator for ICL®, left curved*

CURETTES  
CURETTES  
CURETAS



**Chalazion**   **Chalazion**   **Chalazión**

**F956A** Curette à chalazion

*Chalazion curette, small size*



**Chalazion**   **Chalazion**   **Chalazión**

**F956B** Curette à Chalazion grande

*Chalazion curette, large size*



**Éviscération**   **Evisceration**   **Evisceración**

**F956C** Curette de Borsch/Meyerhoefer (1.5mm)

*Borsch/Meyerhoefer curette (1.5mm)*

**F956C1** Curette de Borsch/Meyerhoefer (1 mm)

*Borsch/Meyerhoefer curette (1 mm)*

**F956C2** Curette de Borsch/Meyerhoefer (2.5mm)

*Borsch/Meyerhoefer curette (2.5mm)*



**Éviscération**   **Evisceration**   **Evisceración**

**F956D** Curette à éviscération d'Abadie 8mm

*Abadie evisceration curette 8mm*




**Éviscération**   **Evisceration**   **Evisceración**

**F956E** Curette de Wolkmann

*Wolkmann curette*

**CORPS ETRANGER  
FOREIGN BODY  
CUERPOS EXTRAÑOS**




**Éviscération Evisceration Evisceración**

**F956C** Curette de Borsch/Meyerhoefer (1.5mm)  
*Borsch/Meyerhoefer curette (1.5mm)*

**F956C1** Curette de Borsch/Meyerhoefer (1 mm)  
*Borsch/Meyerhoefer curette (1 mm)*

**F956C2** Curette de Borsch/Meyerhoefer (2.5mm)  
*Borsch/Meyerhoefer curette (2.5mm)*





**Corps étranger Foreign body Cuerpos extraños**

**F826A** Aiguille de Dupuytren à corps étranger fine  
*Dupuytren foreign body needle, delicate*



**Corps étranger Foreign body Cuerpos extraños**


**F826B** Aiguille de Dupuytren à corps étranger forte  
*Dupuytren foreign body needle, strong*



**Corps étranger Foreign body Cuerpos extraños**

**F953A** Fraise d'Arruga  
*Arruga micro burr*


**MARQUEURS  
MARKERS  
MARCADORES**



F202A4



F202A6



F202A8



**Marqueurs    Markers    Marcadores**

**F202A4** Marqueur à 4 branches

*4 blades marker*

**F202A6** Marqueur à 6 branches


*6 blades marker*

**F202A8** Marqueur à 8 branches

*8 blades marker*



F203A



F207B



**Marqueurs    Markers    Marcadores**

**F203A** Marqueur de Hoffer diamètre 4 mm

*Hoffer marker Ø 4 mm*

**F205A** Marqueur de Hoffer diamètre 6 mm

*Hoffer marker Ø 6 mm*

**F206A** Marqueur de Hoffer diamètre 7 mm

*Hoffer marker Ø 7 mm*

**F207A** Marqueur de Hoffer diamètre 8 mm

*Hoffer marker Ø 8 mm*

**F207B** Marqueur de Hoffer diamètre 8 mm sans croix

*Hoffer marker Ø 8 mm without a cross*

**F208A** Marqueur de Hoffer diamètre 9 mm


*Hoffer marker Ø 9 mm*



**Marqueurs    Markers    Marcadores**

**F209A** Anneau de fixation de Thornton 13 mm

*Thornton fixation ring, 13 mm*



**Marqueurs    Markers    Marcadores**

**F210A** Marqueur de Meyer

*Meyer marker*



**Marqueurs    Markers    Marcadores**

**F211A** Marqueur de Urrets-Zavalía

*Urrets-Zavalía marker*



**MARQUEURS  
MARKERS  
MARCADORES**

**Marqueurs Markers Marcadores**

**F183A** Marqueur à oblique de Fink, 8 mm  
*Fink marker, 8 mm*



**Marqueurs Markers Marcadores**

**F184A** Marqueur de Amsler  
*Amsler marker*



**Marqueurs Markers Marcadores**

**F212A** Anneau de Mendez diam. intérieur 11.7 mm  
*Mendez marker, Ø11.7 mm*



**Marqueurs Markers Marcadores**

**F213A** Marqueur d'axes 11.5 mm  
*Axis marker, 11.5 mm*



**Marqueurs Markers Marcadores**

**F216A** Double marqueur de Mermoud (NPGS)  
*Mermoud dual marker*



**Marqueurs Markers Marcadores**

**F958B** Fourche double 4 mm / 3.5 mm pour IVT  
*Double fork 4 mm / 3.5 mm IVT*





**Capsulorhexis Capsulorhexis Capsulorrexis**

**F140A** Pince capsulorhexis d'Utrata droite  
*Utrata capsulorhexis forceps, straight*



**Capsulorhexis Capsulorhexis Capsulorrexis**

**F140B** Pince capsulorhexis d'Utrata courbe  
*Utrata capsulorhexis forceps, curved*



**Capsulorhexis Capsulorhexis Capsulorrexis**

**F140T** Pince capsulorhexis d'Utrata courbe titane  
*Utrata capsulorhexis forceps, curved, titanium*



**Capsulorhexis Capsulorhexis Capsulorrexis**


**F141B** Pince capsulorhexis de Corydon courbe  
*Corydon capsulorhexis forceps, curved*



**Capsulorhexis Capsulorhexis Capsulorrexis**


**F141T** Pince capsulorhexis de Corydon courbe titane  
*Corydon capsulorhexis forceps, curved, titanium*

PINCES  
FORCEPS  
PINZAS



Capsulorhexis Capsulorhexis Capsulorrexix

**F142B** Pince capsulorhexis d'Utrata droite 2.2 mm titane-acier avec sa protection stérilisable  
*Utrata capsulorhexis forceps, straight, titanium-stainless steel, sterilizable protection device included*



F142D



F142U



Capsulorhexis Capsulorhexis Capsulorrexix

**F142D** Pince capsulorhexis à mouvements croisés du Dr Zaluski avec sa protection stérilisable  
*Dr Zaluski capsulorhexis forceps, cross action, sterilizable protection device included*

**F142U** Pince utrata à mouvements croisés du Dr Zaluski avec sa protection stérilisable  
*Dr Zaluski Utrata forceps, cross action, sterilizable protection device included*



F142C & M

F142V




Capsulorhexis Capsulorhexis Capsulorrexix

**F142C** Pince capsulorhexis de Corydon courbe titane-acier, incision 2 mm, avec protection stérilisable  
*Corydon capsulorhexis forceps, 2mm incision, titanium-stainless steel, sterilizable protection device included*

**F142M** Pince capsulorhexis de Corydon courbe titane-acier, incision 2,2mm, avec protection stérilisable  
*Corydon capsulorhexis forceps, 2.2mm incision, titanium-stainless steel, sterilizable protection*

**F142V** Pince capsulorhexis de Corydon courbe titane-acier, à préhension avancée de la capsule, incision 2,2mm, avec protection stérilisable  
*Capsulorhexis forceps, 2.2mm incision, accurate handling of capsule, titanium-stainless steel, sterilizable protection*



F142MI

F142MIV





Capsulorhexis Capsulorhexis Capsulorrexix

**F142MI** Pince capsulorhexis du Dr Dimeglio titane-acier, micro-incision 1,8mm, avec protection stérilisable  
*Dr Dimeglio capsulorhexis forceps, 1.8mm incision, titanium-stainless steel, sterilizable protection included*

**F142MIV** Pince capsulorhexis micro-incision 1,8 mm titane-acier, à préhension avancée de la capsule, avec protection stérilisable  
*Capsulorhexis forceps, 1.8mm incision, accurate handling of capsule, sterilizable protection device included*

PINCES  
FORCEPS  
PINZAS



**Capsulorhexis Capsulorhexis Capsulorrexix**

**F143MI** Pince capsulorhexis incision 1,2mm titane-acier, 23G/0,6mm avec protection stérilisable  
*Capsulorhexis forceps, 1.2mm incision, titanium-stainless steel 23G/0.6mm, sterilizable protection included*

**F144MI** Pince capsulorhexis incision 0,9mm titane-acier, 25G/0,5 mm avec protection stérilisable  
*Capsulorhexis forceps, 0.9mm incision, titanium-stainless steel 25G/0.5mm, sterilizable protection included*



F125B



F125E



**Cornée Corneal Córnea**

**F125B** Pince à cornée de Bonn dents de 0,1mm mors de 0,3mm  
*Bonn corneal forceps, teeth 0.1mm, jaws of 0.3mm*

**F125E** Pince à cornée de Bonn sans dents, 10 cm  
*Bonn corneal forceps, without teeth, 10 cm*



F125C



F125A



**Cornée Corneal Córnea**

**F125C** Pince à cornée de Bonn courte dents de 0,1mm mors de 0,3mm  
*Bonn corneal forceps, short, teeth 0.1mm, jaws of 0.3mm*

**F125A** Pince à cornée de Bonn sans dents mors de 0,3mm  
*Bonn corneal forceps, without teeth, jaws of 0.3mm*



**Cornée Corneal Córnea**


**F125T** Pince à cornée de Bonn dents de 0,1mm titane mors de 0,3mm  
*Bonn corneal forceps, teeth 0.1mm, jaws of 0.3mm, titanium*



**Cornée Corneal Córnea**


**F125CT** Pince à cornée de Bonn courte dents de 0,1mm titane mors de 0,3mm  
*Bonn corneal forceps, short, teeth 0.1mm, jaws of 0.3mm, titanium*

PINCES  
FORCEPS  
PINZAS



Cornée Corneal Córnea

**F125D** Pince à iris coudée en baïonnette, dents de 0.1 mm  
*Bayonet-type iris forceps, teeth 0.1 mm*



Cornée Corneal Córnea

**F143A** Pince à cornée de Bonn dents de 0,1mm mors de 0,3mm titane-acier avec protection stérilisable  
*Bonn forceps, titanium-stainless steel, teeth 0.1mm, jaws of 0.3mm, sterilizable protection device included*



F126A



F126B



Cornée Corneal Córnea

**F126A** Pince colibri dents 0.12 mm  
*Colibri corneal forceps*

**F126B** Pince colibri à fils  
*Colibri forceps, with tying platforms*



F127A





F127C



À glaucome Glaucoma Glaucoma

**F127A** Pince de De Laage pour sclérectomie profonde non perforante, extrémités très fines et émoussé  
*De Laage glaucoma forceps for deep non penetrating sclerectomy, delicate and smooth tips*

**F127C** Pince à glaucome du Dr Roche  
*Dr Roche glaucoma forceps*



À glaucome Glaucoma Glaucoma

**F127B** Pince de Mermoud  
*Mermoud forceps*

PINCES  
FORCEPS  
PINZAS



À suture Sutures Para suturas

**F130A** Pince à sutures de Paufigue dents de 0,2mm mors de 0,6mm  
*Paufigue suturing forceps, teeth 0.2mm, jaws 0.6mm*



À suture Sutures Para suturas

**F130B** Pince à sutures de Paufigue dents de 0,12mm mors de 0.35mm  
*Paufigue suturing forceps, teeth 0.12mm, jaws 0.35mm*



À suture Sutures Para suturas

**F131A** Pince à sutures de Castroviejo  
*Castroviejo suturing forceps*



À suture Sutures Para suturas


**F131B** Pince à sutures de Jayle dents de 0,26mm mors de 0,8mm  
*Jayle suturing forceps, teeth 0.26mm, jaws of 0.8mm*




À suture Sutures Para suturas

**F131C** Pince à sutures de castroviejo droite, dents de 0,12mm, titane  
*Castroviejo suturing forceps, straight, jaws of 0.12mm, titanium*

PINCES  
FORCEPS  
PINZAS



F132A




F132B




À suture Sutures Para suturas

**F132A** Pince de Bishop-Harmon droite 1x2 dents de 0,2mm mors de 0,6mm  
*Bishop-Harmon forceps, straight, 1x2 teeth 0.2mm, jaws of 0.6 mm*

**F132B** Pince de Barraquer, 1mm  
*Barraquer forceps 1mm*



F120A



F120F



Monofilament Monofilament Monofilamentos

**F120A** Pince à monofilament de Troutman droite  
*Troutman tying forceps, straight*

**F120F** Pince à monofilament de Troutman droite et fine  
*Troutman tying forceps, straight, delicate*



F121A



F121F



Monofilament Monofilament Monofilamentos

**F121A** Pince à monofilament de Troutman courbe  
*Troutman tying forceps, curved*


**F121F** Pince à monofilament de Troutman courbe et fine  
*Troutman tying forceps, curved, delicate*



Monofilament Monofilament Monofilamentos

**F121T** Pince à monofilament de Troutman courbe titane  
*Troutman tying forceps, curved, titanium*

PINCES  
FORCEPS  
PINZAS





Monofilament Monofilament Monofilamentos

**F122A** Pince à monofilament droite à ressort, modèle américain  
*Tying forceps, straight, american model*




Monofilament Monofilament Monofilamentos

**F122B** Pince à monofilament courbe à ressort, modèle américain  
*Tying forceps, curved, american model*



Monofilament Monofilament Monofilamentos

**F144A** Pince à monofilament de Troutman droite corps rond titane-acier avec protection stérilisable  
*Troutman tying forceps, straight, titanium-stainless steel, sterilizable protection device included*



Monofilament Monofilament Monofilamentos

**F144B** Pince à monofilament de Troutman courbe corps rond titane-acier avec protection stérilisable  
*Troutman tying forceps, curved, titanium-stainless steel, sterilizable protection device included*



F145A



F145B




Implantation Implantation Implantación

**F145A** Pince à implantations de Mac Pherson sans dents  
*Mac Pherson lens implantation forceps*

**F145B** Pince pour implants silicone, acrylique mors inclinés lisses et arrondis  
*Forceps for silicone-acrylic lenses, inclined, smooth, rounded jaws*



PINCES  
FORCEPS  
PINZAS



Implantation Implantation Implantación

**F145C** Pince de Mc Pherson ergonomique, coudée, plateaux de 11 mm affinés avec protection stérilisable  
*Mc Pherson forceps, ergonomic, angled, 11 mm platform, very delicate, sterilizable protection device included*



Implantation Implantation Implantación

**F146A** Pince de Clayman  
*Clayman forceps*



Implantation Implantation Implantación

**F146B** Pince à implantation du Dr Fourcade  
*Dr Fourcade forceps for lenses*



F147A



F149A



Implantation Implantation Implantación

**F147A** Pince de Shepard  
*Shepard forceps*

**F149A** Pince porte-implants de Blayde (corps plat)  
*Blayde lens holder (flat body)*



Implantation Implantation Implantación

**F149T** Pince porte-implants de Blayde, titane  
*Blayde lens holder, titanium*

PINCES  
FORCEPS  
PINZAS



F148A



F150A



**Implantation** **Implantation** **Implantación**

**F148A** Pince porte-implants de Aron avec téton  
*Aron lens holder with peg*

**F150A** Pince porte-implants de Aron sans téton  
*Aron lens holder without peg*



**Implantation** **Implantation** **Implantación**

**F151A** Pince IOL pour implantation irienne  
*IOL forceps for iris implantation*



**Implantation** **Implantation** **Implantación**

**F170A** Pince universelle à plier les implants  
*Universal lens folding forceps*



**Implantation** **Implantation** **Implantación**

**F171A** Pince universelle à insérer les implants en silicone  
*Universal silicone lens insertion forceps*

**F171B** Pince universelle à insérer les implants acryliques Branches rondes  
*Universal insertion forceps for acrylic lenses, round blades*



**Explantation** **Explantation** **Explantación**

**F172A** Pince à explantation, mors striés  
*Explantation forceps, serrated jaws*

PINCES  
FORCEPS  
PINZAS



Pré-chopper Pre-chopper Pre-chopper

**F173A** Pre-chopper Fimco titane-acier avec sa protection stérilisable  
*Fimco prechopper, sterilizable protection included*



Chalazion Ptosis Chalazion Ptosis Chalazión Ptosis

**F100A** Pince à chalazions de Desmarres 20 mm

*Desmarres chalazion forceps 20 mm*

**F101A** Pince à chalazions de Desmarres 26 mm

*Desmarres chalazion forceps 26 mm*

**F101C** Pince à chalazions de Desmarres 31 mm

*Desmarres chalazion forceps 31 mm*



Chalazion Ptosis Chalazion Ptosis Chalazión Ptosis

**F101B** Pince automatique à chalazions du Dr Sgard 26 mm  
*DR Sgard automatic chalazion forceps, 26 mm*



Chalazion Ptosis Chalazion Ptosis Chalazión Ptosis

**F101D** Pince de Berke striée pour ptosis à clips  
*Berke ptosis forceps, serrated*

PINCES  
FORCEPS  
PINZAS



Chalazion Ptosis    Chalazion Ptosis    Chalazión Ptosis

**F101M** Pince de Berke striée pour ptosis à vis, modèle original  
*Berke adjustable ptosis forceps, serrated, original model*



Chalazion Ptosis    Chalazion Ptosis    Chalazión Ptosis

**F102A** Pince à chalazions de Lambert 11 mm  
*Lambert chalazion forceps, 11 mm*



Sans dents    No teeth    Sin dientes

**F105A** Pince à disséquer striée droite  
*Dressing forceps, serrated, straight*



Sans dents    No teeth    Sin dientes

**F105B** Pince à disséquer striée courbe  
*Dressing forceps, serrated, curved*



Sans dents    No teeth    Sin dientes

**F106A** Pince à disséquer d'Adson striée  
*Adson dressing forceps, serrated*

PINCES  
FORCEPS  
PINZAS




Sans dents No teeth Sin dientes

**F107A** Pince à disséquer de Bonnacolto courbe mors striés  
*Bonnacolto dressing forceps, curved, serrated jaws*




Sans dents No teeth Sin dientes

**F107B** Pince à disséquer de Bonnacolto droite mors striés  
*Bonnacolto dressing forceps, straight, serrated jaws*



À conjonctive Conjunctival Conjuntiva

**F143B** Pince de Fechtner titane-acier, avec protection stérilisable  
*Fechtner forceps, titanium-stainless steel, sterilizable protection included*



À dents With teeth Con dientes

**F104A** Pince à disséquer droite 1 x 2 dents  
*Dressing forceps, straight, 1x2 teeth*



À dents With teeth Con dientes

**F104B** Pince à disséquer courbe 1 x 2 dents  
*Dressing forceps, curved, 1x2 teeth*

PINCES  
FORCEPS  
PINZAS



À dents With teeth Con dientes

**F110A** Pince à fixer/conjonctive de Lester 1 x 2 dents  
*Lester fixation/conjunctiva forceps, 1 x 2 teeth*



À dents With teeth Con dientes

**F111A** Pince à fixer d'Adson 1 x 2 dents  
*Adson fixation forceps, 1 x 2 teeth*



À dents With teeth Con dientes

**F112A** Pince à fixer d'Elschnig 1 x 2 dents  
*Elschnig fixation forceps, 1 x 2 teeth*



À dents With teeth Con dientes

**F112B** Pince d'Elschnig courbe  
*Elschnig fixation forceps, curved, 1 x 2 teeth*



Sans dents No teeth Sin dientes

**F112C** Pince à fixer de Graefe  
*Graefe fixation forceps*

PINCES  
FORCEPS  
PINZAS



À dents With teeth Con dientes

**F113A** Pince à fixer de Green 10 mm  
*Green fixation forceps, 10mm*



À tendre les fils Serrefin for sutures Para hilos

**F115A** Pince de De Wecker droite 5cm  
*De Wecker forceps, straight, 5cm*



À tendre les fils Serrefin for sutures Para hilos

**F115B** Pince de De Wecker droite 7,5cm  
*De Wecker forceps, straight, 7.5cm*



À tendre les fils Serrefin for sutures Para hilos

**F116A** Pince de De Wecker courbe 5cm  
*De Wecker forceps, curved, 5cm*



À tendre les fils Serrefin for sutures Para hilos

**F116B** Pince de De Wecker courbe 7,5cm  
*De Wecker forceps, curved, 7.5cm*

PINCES  
FORCEPS  
PINZAS



F113B



F114B


Hémostatiques Hemostatic Hemostáticas

**F113B** Pince de Halstead courbe sans dents

*Halstead forceps, curved, without teeth*

**F114B** Pince de Halstead courbe à dents

*Halstead forceps, curved, with teeth*



F114A



F114C

Hémostatiques Hemostatic Hemostáticas

**F114A** Pince de Halstead droite à dents

*Halstead forceps, straight, with teeth*

**F114C** Pince de Halstead droite sans dents

*Halstead forceps, straight, without teeth*



À strabisme Strabismus Estrabismo

**F102B** Pince de Bangerter

*Bangerter forceps*



À strabisme Strabismus Estrabismo

**F108A** Pince de Rosario Gomez de Llano

*Rosario Gomez de Llano forceps*





PINCES  
FORCEPS  
PINZAS



F103A



F103B



À strabisme Strabismus Estrabismo

**F103A** Pince à strabisme de Sattler à droite  
*Sattler strabismus forceps, right*

**F103B** Pince à strabisme de Sattler à gauche  
*Sattler strabismus forceps, left*



F103C



F103D



À strabisme Strabismus Estrabismo

**F103C** Pince de Blascovics à droite  
*Blascovics forceps, right*

**F103D** Pince de Blascovics à gauche  
*Blascovics forceps, left*

À strabisme Strabismus Estrabismo

**F117A** Pince à Champs  
*Towel clamp*



PINCES  
FORCEPS  
PINZAS



À strabisme    Strabismus    Estrabismo

**F155A** Pince à cils de Joseph

*Joseph eyelashes forceps*

PLAQUE À PAUPIÈRES  
LID PLATE  
PLACA PARA PÁRPADOS



Plaque à paupières    Lid plate    Placa para párpados

**F955A** Plaque de Jaeger

*Jaeger plate*



Plaque à paupières    Lid plate    Placa para párpados

**F955B** Plaque de Trabut

*Trabut lid plate*

**PORTE-AIGUILLES  
NEEDLE-HOLDERS  
PORTA-AGURAS**



**Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras**

**F1600A** Porte-aiguilles corps plat de Castroviejo droit (15 cm)  
*Castroviejo needle holder, straight (15cm)*

**F1602A** Porte-aiguilles corps plat de Castroviejo droit avec arrêt (15 cm)  
*Castroviejo needle holder, straight with lock (15cm)*



**Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras**

**F1600B** Porte-aiguilles sur manche droit  
*Needle holder, on a straight handle*



**Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras**

**F1601A** Porte-aiguilles corps plat de Castroviejo courbe (15 cm)  
*Castroviejo needle holder, curved (15cm)*

**F1603A** Porte-aiguilles corps plat de Castroviejo courbe avec arrêt (15 cm)  
*Castroviejo needle holder, curved with lock (15cm)*



**Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras**

**F1605A** Porte-aiguilles corps plat de Castroviejo droit, fin (15 cm)  
*Castroviejo needle holder, straight, delicate (15cm)*

**F1607A** Porte-aiguilles corps plat de Castroviejo droit, fin à arrêt (15 cm)  
*Castroviejo needle holder, straight, delicate with lock (15cm)*

**PORTE-AIGUILLES  
NEEDLE-HOLDERS  
PORTA-AGURAS**



**Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras**

**F1606A** Porte-aiguilles corps plat de Castroviejo courbe, fin (15 cm)  
*Castroviejo needle holder, curved, delicate (15cm)*

**F1608A** Porte-aiguilles corps plat de Castroviejo courbe, fin à arrêt (15 cm)  
*Castroviejo needle holder, curved, delicate with lock (15cm)*



**Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras**

**F1609A** Porte-aiguilles d'Imbert pour sutures des muqueuses postérieures (15 cm)  
*Imbert needle holder for sutures of the posterior mucosa (15 cm)*



**Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras**

**F1610A** Micro-porte-aiguilles corps plat de Castroviejo droit (12,5 cm)  
*Castroviejo needle holder, straight (12.5cm)*

**F1612A** Micro-porte-aiguilles corps plat de Castroviejo droit avec arrêt (12,5 cm)  
*Castroviejo needle holder, straight with lock (12.5cm)*



**Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras**

**F1611A** Micro-porte-aiguilles corps plat de Castroviejo courbe (12,5 cm)  
*Castroviejo needle holder, curved (12.5cm)*

**F1613A** Micro-porte-aiguilles corps plat de Castroviejo courbe avec arrêt (12,5 cm)  
*Castroviejo needle holder, curved with lock (12.5cm)*



**Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras**


**F1615A** Micro-porte-aiguilles corps plat de Castroviejo droit (10 cm)  
*Castroviejo needle holder, straight (10cm)*

PORTE-AIGUILLES  
NEEDLE-HOLDERS  
PORTA-AGURAS



Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras

**F1616A** Micro-porte-aiguilles corps plat de Castroviejo courbe (10 cm)  
*Castroviejo needle holder, curved (10cm)*



Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras

**F1620A** Micro-porte-aiguilles corps rond de Barraquer Troutman droit (10 cm)  
*Troutman Barraquer needle holder, straight (10cm)*

**F1622A** Micro-porte-aiguilles corps rond de Barraquer Troutman droit avec arrêt  
*Troutman Barraquer needle holder, straight, with lock (10cm)*



Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras

**F1621A** Micro-porte-aiguilles corps rond de Barraquer Troutman courbe (10 cm)  
*Troutman Barraquer needle holder, curved (10cm)*

**F1623A** Micro-porte-aiguilles corps rond de Barraquer Troutman courbe avec arrêt  
*Troutman Barraquer needle holder, curved, with lock (10cm)*



Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras

**F1621B** Micro-porte-aiguilles de Troutman O'Brien courbe becs fins mors 0.8 mm dégagés (10cm)  
*Troutman O'Brien needle holder, curved, delicate jaws 0.8 mm (10cm)*

PORTE-AIGUILLES  
NEEDLE-HOLDERS  
PORTA-AGURAS




Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras

**F1625A** Porte-aiguilles de Barraquer corps rond courbe (13 cm)  
*Barraquer needle holder, round body, curved (13cm)*

**F1625T** Porte-aiguilles de Barraquer corps rond courbe (13 cm) en titane (bleu)  
*Barraquer titanium (blue) needle holder, round body, curved (13 cm)*

**F1626A** Porte-aiguilles de Barraquer corps rond courbe avec arrêt (13 cm)  
*Barraquer needle holder, round body, curved, with lock (13 cm)*



Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras

**F1625B** Porte-aiguilles de Barraquer fin mors 0.8 mm courbe (13 cm)  
*Barraquer needle holder, curved, delicate jaws 0.8 mm (13cm)*



Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras

**F1627A** Porte-aiguilles corps rond de Barraquer droit (13 cm)  
*Barraquer needle holder, straight (13cm)*



Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras

**F1630A** Porte-aiguilles corps rond droit, ultra fin (14 cm)  
*Needle holder, straight, very delicate (14cm)*

PORTE-AIGUILLES  
NEEDLE-HOLDERS  
PORTA-AGURAS



Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras

**F1631A** Porte-aiguilles corps rond courbe, ultra fin(14 cm)

*Needle holder, curved, round body, very delicate (14cm)*



Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras

**F1633A** Porte-aiguilles de Buratto droit (13cm)


*Buratto needle holder, straight (13cm)*



Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras

**F1633B** Porte-aiguilles de Buratto courbe (13cm)

*Burrato needle holder, curved (13cm)*




Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras

**F1633T** Porte-aiguilles de Buratto courbe en titane, corps rond strié (13cm)

*Burrato titanium needle holder, curved, serrated round body (13cm)*


PORTE-AIGUILLES  
NEEDLE-HOLDERS  
PORTA-AGURAS



Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras

**F1835A** Porte-aiguilles corps rond courbe becs fins dégagés (13cm)  
*Needle holder, curved, delicate jaws at the tip (13cm)*

**F1835B** Porte-aiguilles corps rond courbe becs fins dégagés avec arrêt (13cm)  
*Needle holder, curved, delicate jaws at the tip with lock (13cm)*



Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras

**F1835T** Porte-aiguilles titane corps rond courbe becs fins dégagés en titane (13cm)  
*Needle holder, curved, delicate jaws at the tip, titanium (13cm)*



Porte-aiguilles Needle-holders Porta-aguras

**F1840A** Porte-aiguilles de Halsey mors tungstène (13 cm)  
*Halsey needle holder, tungsten jaws (13cm)*



RELEVEURS  
RETRACTORS  
SEPARADORES



Releveurs Retractors Separadores

**F185A** Releveur de paupières de Desmarres petit 8mm  
*Desmarres lids retractor, small size 8mm*



Releveurs Retractors Separadores

**F185B** Releveur de paupières de Desmarres moyen 11mm  
*Desmarres lids retractor, medium size 11mm*



Releveurs Retractors Separadores

**F185C** Releveur de paupières de Desmarres grand 14mm  
*Desmarres lids retractor, large size 14mm*

ÉCARTEURS  
RETRACTORS  
SEPARADORES



Écarteurs Retractors Separadores

**F190A** Écarteur de Bonn  
*Bonn retractor*



Écarteurs Retractors Separadores

**F191A** Écarteur de Roth  
*Roth retractor*

ÉCARTEURS  
RETRACTORS  
SEPARADORES



Écarteurs Retractors Separadores  
**F191B** Écarteur de Spira  
*Spira retractor*



Écarteurs Retractors Separadores  
**F191C** Écarteur de Urvoy, miroir, pour décollement de rétine  
*Urvoy retractor, mirror, for retinal detachment*



Écarteurs Retractors Separadores  
**F191D** Écarteur de Clergeau  
*Clergeau retractor*



Écarteurs Retractors Separadores  
**F192A** Écarteur de Valude à 3 Griffes fines  
*Valude retractor, 3 claws, delicate*



Écarteurs Retractors Separadores  
**F192B** Écarteur de Volkman à 4 griffes  
*Volkman retractor, 4 claws*

ÉCARTEURS  
RETRACTORS  
SEPARADORES



Écarteurs Retractors Separadores

**F193A** Écarteur de Aubaret à 4 Griffes très fines  
*Aubaret retractor, 4 claws, very delicate*



Écarteurs Retractors Separadores

**F194A** Écarteur de Knapp 4 griffes mousses, 6mm  
*Knapp retractor, 4 claws, blunt, 6mm*



Écarteurs Retractors Separadores

**F195A** Écarteur de Wells  
*Wells retractor*



Écarteurs Retractors Separadores

**F196A** Écarteur de Dupuy-Dutemps, griffes fines et mousses  
*Dupuy-Dutemps retractor, delicate claws, blunt*



Écarteurs Retractors Separadores

**F196B** Écarteur de Muller-Arruga, griffes fines et mousses  
*Muller-Arruga retractor, delicate claws, blunt*

**RONGEURS  
RONGEUR  
PINZA SACABOCADO**



**Ech 1/2**

- | <b>Rongeurs emporte-pièce</b>                 | <b>Bone nibbling rongeur</b> | <b>Pinza sacabocado</b>                   |
|---|------------------------------|---|
| <b>F958A</b> Rongeur à DCR de Kerisson 3mm    |                              | <i>Kerisson DCR rongeur forceps, 3 mm</i> |
| <b>F958D</b> Emporte pièce de Citelli, 1.5 mm |                              | <i>Citelli punch, 1.5 mm</i>              |
| <b>F958G</b> Emporte pièce de Citelli, 2.5 mm |                              | <i>Citelli punch, 2.5 mm</i>              |
| <b>F958H</b> Emporte pièce de Citelli, 3 mm   |                              | <i>Citelli punch, 3 mm</i>                |



- | <b>Rongeurs emporte-pièce</b>                           | <b>Bone nibbling rongeur</b> | <b>Pinza sacabocado</b>                            |
|---|------------------------------|--|
| <b>F958C</b> Punch trabéculéctomie de Crozafon/De Laage |                              | <i>Crozafon/ De Laage punch for trabeculectomy</i> |



- | <b>Rongeurs emporte-pièce</b> | <b>Bone nibbling rongeur</b> | <b>Pinza sacabocado</b> |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>F958E</b> Punch de Kelly   |                              | <i>Kelly punch</i>      |

RUGINES  
RUGINES  
PERIOSTOTOMO



Rugines    Rugines    Periostotomo

**F954A** Rugine de Valude  
*Valude rugine*



Rugines    Rugines    Periostotomo

**F954B** Rugine de Dupuy Dutemps  
*Dupuy Dutemps rugine*



Rugines    Rugines    Periostotomo

**F959A** Rugine de Rollet 3mm      *Rollet rugine, 3 mm*  
**F959B** Rugine de Rollet 5mm      *Rollet rugine, 5 mm*

SERINGUES  
SYRINGES  
JERINGAS



Seringues    Syringes    Jeringas

**F952A** Seringue 3cc Luer      *Syringe 3cc luer*  
**F952B** Seringue 5cc Luer      *Syringe 5cc luer*

OSTÉOTOMES  
OSTEOTOMES  
OSTEOTOMOS



- | Ostéotomes    | Osteotomes          | Osteotomos              |
|---------------|---------------------|-------------------------|
| <b>F960A</b>  | Gouge de Hass, 4 mm | <i>Hass Gouge, 4 mm</i> |
| <b>F960A3</b> | Gouge de Hass, 3 mm | <i>Hass Gouge, 3 mm</i> |
| <b>F960A6</b> | Gouge de Hass, 6 mm | <i>Hass Gouge, 6 mm</i> |

Ech 3/4



- | Ostéotomes   | Osteotomes                         | Osteotomos                            |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>F961A</b> | Gouge coudée de Lombard, mors 2 mm | <i>Lombard gouge, angled jaws 2mm</i> |




- | Ostéotomes   | Osteotomes                         | Osteotomos                                |
|--------------|------------------------------------|---|
| <b>F962A</b> | Ostéotome à double tranchant, 4 mm | <i>Double-edge blades osteotomy, 4 mm</i> |
| <b>F962B</b> | Ostéotome à double tranchant, 5 mm | <i>Double-edge blades osteotomy, 5 mm</i> |



- | Ostéotomes   | Osteotomes           | Osteotomos                |
|--------------|----------------------|---------------------------|
| <b>F980A</b> | Maillet à deux têtes | <i>Double face mallet</i> |

**SONDES  
PROBES  
SONDAS**



**Sondes Probes Sondas**  
**Pour bébé**

- F600A** Sonde de Galezowski à bout olivaire 0000 Ø0,5 mm  
**F601A** Sonde de Galezowski à bout olivaire 000 Ø0,6 mm  
**F602A** Sonde de Galezowski à bout olivaire 00 Ø0,7 mm

**Pour adulte**

- F603A** Sonde de Galezowski à bout olivaire 0 Ø0,8 mm  
**F604A** Sonde de Galezowski à bout olivaire 1 Ø0,9 mm  
**F605A** Sonde de Galezowski à bout olivaire 2 Ø1 mm  
**F606A** Sonde de Galezowski à bout olivaire 3 Ø1,1mm  
**F607A** Sonde de Galezowski à bout olivaire 4 Ø1,2 mm  
**F608A** Sonde de Galezowski à bout olivaire 5 Ø1,4 mm  
**F609A** Sonde de Galezowski à bout olivaire 6 Ø1,5 mm  
**F610A** Sonde de Galezowski à bout olivaire 7 Ø1,8 mm  
**F610B** Sonde de Galezowski à bout olivaire 8 Ø2mm

**Baby size**

- Galezowski probe, bulbous tip 0000 Ø0.5mm*  
*Galezowski probe, bulbous tip 000 Ø0,6 mm*  
*Galezowski probe, bulbous tip 00 Ø0,7 mm*

**Adult size**

- Galezowski probe, bulbous tip 0 Ø0,8 mm*  
*Galezowski probe, bulbous tip 1 Ø0,9 mm*  
*Galezowski probe, bulbous tip 2 Ø1 mm*  
*Galezowski probe, bulbous tip 3 Ø1,1mm*  
*Galezowski probe, bulbous tip 4 Ø1,2 mm*  
*Galezowski probe, bulbous tip 5 Ø1,4 mm*  
*Galezowski probe, bulbous tip 6 Ø1,5 mm*  
*Galezowski probe, bulbous tip 7 Ø1,8 mm*  
*Galezowski probe, bulbous tip 8 Ø2mm*

**Sondes Probes Sondas**

- F610C** Bowman double 000 et 0000  
**F611A** Bowman double 0 et 00  
**F612A** Bowman double 1 et 2  
**F613A** Bowman double 3 et 4  
**F614A** Bowman double 5 et 6  
**F614B** Bowman double 7 et 8

- Bowman double 000 and 0000*  
*Bowman double 0 and 00*  
*Bowman double 1 and 2*  
*Bowman double 3 and 4*  
*Bowman double 5 and 6*  
*Bowman double 7 and 8*



**Sondes Probes Sondas**

- F614D** Sonde spiralée de Worst adulte  
*Worst probe, spiral, for adults*

SPATULES  
SPATULES  
ESPÁTULAS



À iris Iris Para iris

**F700A** Spatule de Culler à iris très fine en 1 mm  
*Culler iris spatula, very delicate 1 mm*



À iris Iris Para iris

**F701A** Spatule de Culler à iris fine en 1,5 mm  
*Culler iris spatula, delicate 1.5 mm*



À iris Iris Para iris

**F702A** Spatule d'Elschnig  
*Elschnig spatula*



À iris Iris Para iris

**F707A** Spatule de De Wecker à iris en 2 mm  
*De Wecker iris spatula 2 mm*



À iris Iris Para iris

**F708B** Spatule de Barraquer terminée par une petite boule aplatie, 12mm avec cône luer à l'arrière  
*Barraquer spatula, ended with a small flat ball, 12mm with luer cone at the back*



SPATULES  
SPATULES  
ESPÁTULAS




À disséquer la membrane To dissect membrane Para disección membrana

**F703A** Spatule de Mermoud  
*Mermoud spatula*




Greffe de cornée Corneal transplant Trasplante de córnea

**F703B** Spatule pour greffe endothéliale  
*Endothelial transplant spatula*



Greffe de cornée Corneal transplant Trasplante de córnea

**F704A** Spatule à insérer le lenticule  
*Spatula guide for corneal endothelium implant*



À iris Iris Para iris

**F708C** Spatule du Dr Bosc, avec cône luer à l'arrière  
*Dr Bosc spatula with luer cone at the back*



À iris Iris Para iris

**F708M** Spatule de Barraquer terminée par une petite boule, 10mm avec cône luer à l'arrière  
*Barraquer spatula, ended with a small ball, 10 mm with luer cone at the back*

SPATULES  
SPATULES  
ESPÁTULAS



À vitré Vitreous Espátulas de vitreo

**F710A** Spatule de Barraquer fine 10 mm

**F710B** Spatule de Barraquer très fine 12 mm

*Barraquer spatula, delicate, 10 mm*


*Barraquer spatula, very delicate, 12 mm*



À vitré Vitreous Espátulas de vitreo

**F711A** Spatule de Clerc

*Clerc spatula*



À strabisme Strabismus Estrabismo

**F714A** Spatule de Hirschman

*Hirschman spatula*



À strabisme Strabismus Estrabismo

**F715A** Spatule double de Castroviejo/Troutman

*Castroviejo/Troutman double spatula*



À strabisme Strabismus Estrabismo

**F181A** Réglette à strabisme de CUPPERS

*CUPPERS strabismus spatula or ruler*

SPATULES  
SPATULES  
ESPÁTULAS



À strabisme    Strabismus    Estrabismo

**F181B** Réglette à strabisme sur manche

*Ruler for strabismus on a holder*



À strabisme    Strabismus    Estrabismo

**F182A** Spatule de Pechereau

*Pechereau spatula or ruler*

STYLETS  
DILATORS  
DILATADOR



Stylets à voies lacrymales    Lacrimal dilators

Dilatador de vías lagrimales

**F615A** Stylet de Sichel-Wilder fin

*Sichel-Wilder dilator, delicate taper*

**F616A** Stylet de Sichel-Wilder moyen

*Sichel-Wilder dilator, medium taper*

**F617A** Stylet de Sichel-Wilder fort

*Sichel-Wilder dilator, heavy taper*




Stylets à voies lacrymales    Lacrimal dilators    Dilatador de vías lagrimales

**F618A** Stylet de Castroviejo double, fin et moyen

*Castroviejo double end dilator, delicate, medium taper*

Ø0.5 Ø0.6 Ø0.7 Ø1.0 Ø0.9 Ø0.8



Stylets à voies lacrymales    Lacrimal dilators

Dilatador de vías lagrimales

**F619A** Stylet jauge à voies lacrymales

*Lachrymal gauge dilator*

TRABÉCULOTOMES  
TRABECULOTOMES  
TRABECULOTOMES



Trabéculotomes Trabeculotomes Trabeculotomes

**F712A** Spatule de Harms trabéculotome à droite  
*Harms spatula for trabeculotomy, right*



Trabéculotomes Trabeculotomes Trabeculotomes

**F712B** Spatule de Harms trabéculotome à gauche  
*Harms spatula for trabeculotomy, left*



Trabéculotomes Trabeculotomes Trabeculotomes

**F712C** Spatule de Sourdille/Paufique trabéculotome à droite  
*Sourdille/Paufique spatula, trabeculotomy, right*



Trabéculotomes Trabeculotomes Trabeculotomes

**F712D** Spatule de Sourdille/Paufique trabéculotome à gauche  
*Sourdille/Paufique spatula trabeculotomy, left*



Trabéculotomes Trabeculotomes Trabeculotomes

**F712E** Crochet trabéculotome du Dr Roche, Ø12mm, à droite  
*Dr Roche hook for trabeculotomy Ø12mm, right*

TRABÉCULOTOMES  
TRABECULOTOMES  
TRABECULOTOMES



Trabéculotomes Trabeculotomes Trabeculotomes

**F712F** Crochet trabéculotome du Dr Roche, Ø12mm, à gauche  
*Dr Roche hook for trabeculotomy Ø12mm, left*



Trabéculotomes Trabeculotomes Trabeculotomes

**F712G** Crochet trabéculotome du Dr Roche, Ø14mm, à droite  
*Dr Roche hook for trabeculotomy, Ø14mm, right*



Trabéculotomes Trabeculotomes Trabeculotomes

**F712H** Crochet trabéculotome du Dr Roche, Ø14mm, à gauche  
*Dr Roche hook for trabeculotomy, Ø14mm, left*







Illustration d'une fabrication en série d'instruments sur manches, les crochets de Sinsky.

**MICROPINCES  
MICROFORCEPS  
MICROPINZAS**




**Rétine    Retina    Retina**



**F250A** Pince End Gripping 23G/Ø0.6 mm  
**F250A5** Pince End Gripping 25G/Ø0.5 mm

*End-Gripping forceps 23G/Ø0.6 mm*  
*End-Gripping forceps 25G/Ø0.5 mm*




**F251A** Pince Eckardt 23G/Ø0.6 mm  
**F251A5** Pince Eckardt 25G/Ø0.5 mm  
**F251A9** Pince Eckardt 20G/Ø0.9 mm

*Eckardt forceps 23G/Ø0.6 mm*  
*Eckardt forceps 25G/Ø0.5 mm*  
*Eckardt forceps 20G/Ø0.9 mm*




**F251B** Pince de Tano 23G/Ø0.6mm  
**F251B5** Pince de Tano 25G/Ø0.5mm

*Tano forceps 23G/Ø0.6 mm*  
*Tano forceps 25G/Ø0.5 mm*



**F253A** Pince à mors striés 23G/Ø0.6 mm (crocodile)  
**F253A5** Pince à mors striés 25G/Ø0.5 mm (crocodile)  
**F253A9** Pince à mors striés 20G/Ø0.9 mm (crocodile)



*Serrated jaws forceps 23G/Ø0.6 mm*  
*Serrated jaws forceps 25G/Ø0.5 mm*  
*Serrated jaws forceps 20G/Ø0.9 mm*



**Greffe de cornée    Corneal transplant    Trasplante de córnea**

**F253B** Pince à mors strié du Dr. De Bats, 23G/Ø0,6mm, pour greffe de cornée


*Dr De Bats serrated jaws forceps, 23G/Ø0.6mm, for corneal transplantation*



**Corps étranger    Foreign body    Cuerpos extraños**

**F254A** Pince à corps étranger à griffes 20G/Ø0.9mm

*Foreign body forceps, 4 claws, 20G/Ø0.9 mm*



**Greffe de cornée    Corneal transplant    Trasplante de córnea**

**F255A** Pince coaxiale du Dr Hirsch Hoffman pour charger l'implant ICL®, extrémitée angulée, 20G/Ø0.9mm

*Dr Hirsch Hoffman coaxiale forceps for ICL® lens replacement, angled tips, 20G/Ø0.9mm*


## MICROPINCES AVEC PROTECTION STÉRILISABLE MICROFORCEPS WITH STERILIZABLE PROTECTION DEVICE

Les micropinces du présent catalogue sont fournies avec leur protection stérilisable, et leur canule nécessaire au nettoyage.

*Our microforceps are provided with their sterilizable protection device and a dedicated cannula to clean them.*



### Procédure de nettoyage Cleaning process



#### Phase 1 :

Insérer la canule dans l'orifice (canule fournie avec l'instrument)  
*Insert the cannula in the filler hole (cannula provided with the instrument)*

#### Phase 2 :

injecter le produit de nettoyage.  
*Inject the cleaning product.*

DIVERS  
MISCELLANEOUS  
VARIO



Ech 1/2

Divers Miscellaneous Vario  
**F1845A** Pince de Lubet-Barbon  
*Lubet-Barbon forceps*



Ech 1/2

Divers Miscellaneous Vario  
**F1846A** Pince endonasale, 11cm mors striés  
*Endonasal forceps, 11cm, serrated jaws*



DIVERS  
MISCELLANEOUS  
VARIO




Divers Miscellaneous Vario  
**F1847A** Pince de Blakesley  
*Blakesley forceps*



Divers Miscellaneous Vario  
**F1849A** Pince de Politzer sans dents  
*Politzer forceps, without teeth*



Divers Miscellaneous Vario  
**F1850A** Pince de Leriche sans dents  
*Leriche forceps, without teeth*



**DIVERS  
MISCELLANEOUS  
VARIO**

**Divers Miscellaneous Vario**

- F209B12** Anneau de Flieringa, 12mm
- F209B14** Anneau de Flieringa, 14mm
- F209B16** Anneau de Flieringa, 16mm
- F209B18** Anneau de Flieringa, 18mm

- Flieringa ring, 12mm*
- Flieringa ring, 14mm*
- Flieringa ring, 16mm*
- Flieringa ring, 18mm*



**Divers Miscellaneous Vario**

- F214A** Dépresseur scléral *Scleral depressor*



**Divers Miscellaneous Vario**

- F215A** Palpateur 40° *Palpator 40°*



**Divers Miscellaneous Vario**

- F970A** Bloc téflon stérilisable *Teflon block, sterilizable*



**Divers Miscellaneous Vario**

- F972A** Trépan d'Élliot Ø2 mm *Elliot trephine Ø2 mm*

**DIVERS  
MISCELLANEOUS  
VARIO**



**Divers** **Miscellaneous** **Vario**  
**F989A** Pince à insérer les billes intraoculaires  
*Intraocular ball insertion forceps*



**Divers** **Miscellaneous** **Vario**  
**F990A** Protection oculaire transparente  
*Clear eye shield*



**Divers** **Miscellaneous** **Vario**  
**F991A** Protection oculaire Ø22mm *Ocular shield Ø22mm*  
**F991B** Protection oculaire Ø23.5mm *Ocular shield Ø23.5mm*



**Divers** **Miscellaneous** **Vario**  
**F992A** Oculaire de Barraquer *Barraquer ocular*

**TROUSSES  
SETS  
SETS**

**Boite à Chalazion**

- F1562P** Ciseaux d'ophtalmologie courbes, pointus . . . . .
- F956B** Curette à chalazion grand modèle . . . . .
- F131B** Pince à sutures de Jayle dents de 0,26mm mors de 0,8mm . . . . .
- F101A** Pince à chalazions de Desmarres 26 mm . . . . .
- F955A** Plaque de Jaeger . . . . .
- F1606A** Porte-aiguilles de Castroviejo courbe, fin (15cm) . . . . .
- F200A** Manche Bistouri N°3 + lames . . . . .
- F2205A** Boite plastique avec tapis à picots silicone 190x102x20 mm . . . . .

**Chalazion surgical set**

- 30 F1562P** *Ophthalmology scissors, curved, sharp tips*
- 43 F956B** *Chalazion curette, large size*
- 51 F131B** *Jayle suturing forceps, teeth 0.26mm, jaws 0.8mm*
- 56 F101A** *Desmarres chalazion forceps 26 mm*
- 63 F955A** *Jaeger plate*
- 65 F1606A** *Castroviejo needle holder, curved, delicate (15cm)*
- 33 F200A** *Scalpel holder N°3 + blades*
- 7 F2205A** *Plastic sterilizing tray, autoclavable with silicon mat, size 190x102x20 mm*

**Boite à Ptérygion**

- F307C** Blépharostat de Corcelle à vis . . . . .
- F1561B** Ciseaux de Bonn courbes pointus . . . . .
- F1562P** Ciseaux d'ophtalmologie courbes, pointus . . . . .
- F829B** Couteau cliveur de Paufique 5 mm . . . . .
- F829C** Couteau cliveur de Paufique 10 mm . . . . .
- F130A** Pince à sutures de Paufique dents de 0,2mm mors de 0,6mm . . . . .
- F105A** Pince à disséquer striée droite . . . . .
- F110A** Pince à fixer/conjonctive de Lester 1 x 2 dents. . . . .
- F113A** Pince à fixer de Green 10 mm . . . . .
- F200A** Manche Bistouri N°3 + lames . . . . .
- F2211A** Boite alu avec tapis à picots silicone 180x290x25 mm, 1 niveau . . . . .

**Chalazion surgical set**

- 5 F307C** *Corcelle adjustable speculum*
- 29 F1561B** *Bonn scissors, curved, sharp tips*
- 30 F1562P** *Ophthalmology scissors, curved, sharp tips*
- 33 F829B** *Paufique sclerotomy knife 5 mm*
- 33 F829C** *Paufique sclerotomy knife 10 mm*
- 51 F130A** *Paufique suturing forceps, teeth 0.2mm, jaws 0.6mm*
- 57 F105A** *Dressing forceps, serrated, straight*
- 59 F110A** *Lester fixation/conjunctiva forceps, 1 x 2 teeth*
- 60 F113A** *Green fixation forceps, 10mm*
- 33 F200A** *Scalpel holder N°3 + blades*
- 8 F2211A** *Alu tray, 1 level with silicone mat, size 180x290x25mm*

**Boite à Paupières**

- F500A** Canule à voies lacrymales de Galezowski droite Ø0,6 x 8 mm . . . . .
- F1510M** Ciseaux corps plat de Castroviejo courbes, mousses (12cm) . . . . .
- F1562P** Ciseaux d'ophtalmologie courbes, pointus . . . . .
- F1565A** Ciseaux de Ragnell . . . . .
- F1566A** Ciseaux de Joseph droit . . . . .
- F805A x2** Crochet de Gillis petit modèle . . . . .
- F806A x2** Crochet de Gillis grand modèle . . . . .
- F130A** Pince à sutures de Paufique dents de 0,2mm mors de 0,6mm . . . . .
- F106A** Pince à disséquer d'Adson striée . . . . .
- F111A** Pince à fixer d'Adson 1x2 dents . . . . .
- F114C x2** Pince de Halstead droite sans dents . . . . .
- F1840A** Porte-aiguilles de Halsey mors tungstène (10cm) . . . . .
- F200A** Manche Bistouri N°3 + lames . . . . .
- F185C** Releveur de paupières de Desmarres grand 14mm . . . . .
- F192B x2** Écarteur de Volkmann à 4 griffes . . . . .
- F2211B** Boite alu avec tapis à picots silicone 180x290x40 mm, 2 niveaux . . . . .

**Eyelid surgical set**

- 11 F500A** *Galezowski cannula, lacrimal, straight Ø0.6 x 8 mm*
- 20 F1510M** *Castroviejo scissors, curved, blunt tip (12cm)*
- 30 F1562P** *Ophthalmology scissors, curved, sharp tips*
- 30 F1565A** *Ragnell scissors*
- 31 F1566A** *Joseph scissors, straight*
- 41 F805A x2** *Gillis hook, small size*
- 41 F806A x2** *Gillis hook, large size*
- 51 F130A** *Paufique suturing forceps, teeth 0.2mm, jaws 0.6mm*
- 57 F106A** *Adson dressing forceps, serrated*
- 59 F111A** *Adson fixation forceps, 1 x 2 teeth*
- 61 F114C x2** *Halstead forceps, straight, without teeth*
- 69 F1840A** *Halsey needle holder, tungsten jaws (10cm)*
- 33 F200A** *Scalpel holder N°3 + blades*
- 70 F185C** *Desmarres lids retractor, large size 14mm*
- 71 F192B x2** *Volkmann retractor, 4 claws*
- 8 F2211B** *Alu tray, 2 levels with silicone mat, size 180x290x40 mm*

## Boite à Cataracte Extracapsulaire

<b>F304A</b>	Blépharostat de Kratz .....	<b>3</b>
<b>F500A</b>	Canule à voies lacrymales de Galezowski droite Ø0,6 x 8 mm .....	<b>11</b>
<b>F516A</b>	Canule pour injection d'air et de liquide de Rycroft coudée Ø0,3 mm .....	<b>13</b>
<b>F544A</b>	Canule à hydrodissection .....	<b>14</b>
<b>F519A</b>	Canule de Gills pour injection silicone Ø0,6mm ..	<b>13</b>
<b>F525A</b>	Canule de Kratz courbe à olive face inférieure gratteuse .....	<b>15</b>
<b>F514A</b>	Canule à cyclodialyse de Barraquer courbe à olive	<b>16</b>
<b>F533B3</b>	Canule double courant courbe Ø1,1mm à orifice d'aspiration latéral Ø0,3mm .....	<b>17</b>
<b>F1510M</b>	Ciseaux corps plat de Castroviejo courbes, mousses (12cm) .....	<b>20</b>
<b>F1517A</b>	Micro-ciseaux corps plat de Katzin/Troutman cou- dés à droite (9,5cm) .....	<b>21</b>
<b>F1518A</b>	Micro-ciseaux corps plat de Katzin/Troutman cou- dés à gauche (9,5cm) .....	<b>21</b>
<b>F1521M</b>	Micro-ciseaux de Vannas courbe, lames mousses 8 mm (10,5cm) .....	<b>23</b>
<b>F901A</b>	Micro-manipulateur de Arnéodo Ø0,35mm .....	<b>35</b>
<b>F903B</b>	Micro-manipulateur demi courbe de Buratto-Sinsky .....	<b>36</b>
<b>F142M</b>	Pince capsulorhexis de Corydon courbe tita- nium-acier, incision 2,2mm, avec protection stérilisable ...	<b>48</b>
<b>F125B</b>	Pince à cornée de Bonn dents de 0,1mm mors de 0,3mm .....	<b>49</b>
<b>Or F125C</b>	Pince à cornée de Bonn courte dents de 0,1mm mors de 0,3mm .....	<b>49</b>
<b>F130A</b>	Pince à sutures de Paufigue dents de 0,2mm mors de 0,6mm .....	<b>51</b>
<b>F121A</b>	Pince à monofilament de Troutman courbe .....	<b>52</b>
<b>F145A</b>	Pince à implantations de Mac Pherson .....	<b>53</b>
<b>F112A</b>	Pince à fixer d'Elschnig 1x2 dents .....	<b>59</b>
<b>F113A</b>	Pince à fixer de Green 10 mm .....	<b>60</b>
<b>F115A</b>	Pince de De Wecker droite .....	<b>60</b>
<b>F114A</b>	Pince de Halstead droite à dents .....	<b>61</b>
<b>F1606A</b>	Porte-aiguilles de Castroviejo courbe, fin (15cm) .	<b>65</b>
<b>F1621B</b>	Micro-porte-aiguilles de Troutman O'Brien courbe becs fins mors 0,8 mm dégagés (10cm) .....	<b>66</b>
<b>F830A</b>	Porte-lames de Troutman .....	<b>33</b>
<b>F700A</b>	Spatule de Culler à iris très fine en 1 mm .....	<b>77</b>
<b>F708B</b>	Spatule de Barraquer terminée par une petite boule aplatie, 12mm avec cône luer à l'arrière .....	<b>77</b>
<b>F2211B</b>	Boite alu avec tapis à picots silicone 180x290x40 mm, 2 niveaux .....	<b>8</b>
<b>Option supplémentaire à prévoir :</b>		
<b>F1551M</b>	Ciseaux corps plat pour capsulotomie lames fines mousses .....	<b>27</b>

## Cataracte Extracapsular set

<b>F304A</b>	<i>Kratz wire speculum</i>	<b>3</b>
<b>F500A</b>	<i>Galezowski cannula, lacrimal, straight Ø0.6 x 8 mm</i> .....	<b>11</b>
<b>F516A</b>	<i>Rycroft cannula for air and liquid injections, angled Ø 0,3 mm</i> .....	<b>13</b>
<b>F544A</b>	<i>Hydrodissection cannula</i> .....	<b>14</b>
<b>F519A</b>	<i>Gills cannula for silicon injection Ø0,6mm</i> .....	<b>13</b>
<b>F525A</b>	<i>Kratz cannula, olive tip with abrasive inferior side</i> .....	<b>15</b>
<b>F514A</b>	<i>Barraquer cyclodialysis cannula, olive curved</i> .....	<b>16</b>
<b>F533B3</b>	<i>Double way cannula Ø1.1 mm, lateral aspiration opening Ø0.3 mm</i> .....	<b>17</b>
<b>F1510M</b>	<i>Castroviejo scissors, curved, blunt tip (12cm)</i> .....	<b>20</b>
<b>F1517A</b>	<i>Katzin/Troutman scissors, right angled (9.5cm)</i> .....	<b>21</b>
<b>F1518A</b>	<i>Katzin/Troutman scissors, left angled (9.5cm)</i> .....	<b>21</b>
<b>F1521M</b>	<i>Vannas scissors, curved, blunt tips 8mm (10.5cm)</i> .....	<b>23</b>
<b>F901A</b>	<i>Arnéodo manipulator Ø0.35mm</i> .....	<b>35</b>
<b>F903B</b>	<i>Buratto-Sinsky manipulator, semi-curved</i> .....	<b>36</b>
<b>F142M</b>	<i>Corydon capsulorhexis forceps, 2.2mm incision, tita- nium-stainless steel, sterilizable protection device included</i> .....	<b>48</b>
<b>F125B</b>	<i>Bonn corneal forceps, teeth 0.1mm, jaws of 0.3mm</i> .....	<b>49</b>
<b>Or F125C</b>	<i>Bonn corneal forceps, short, teeth 0.1mm, jaws of 0.3mm</i> .....	<b>49</b>
<b>F130A</b>	<i>Paufigue suturing forceps , teeth 0.2mm, jaws 0.6mm</i> .....	<b>51</b>
<b>F121A</b>	<i>Troutman tying forceps, curved</i> .....	<b>52</b>
<b>F145A</b>	<i>Mac Pherson lens implantation forceps</i> .....	<b>53</b>
<b>F112A</b>	<i>Elschnig fixation forceps, 1 x 2 teeth</i> .....	<b>59</b>
<b>F113A</b>	<i>Green fixation forceps, 10mm</i> .....	<b>60</b>
<b>F115A</b>	<i>De Wecker forceps, straight</i> .....	<b>60</b>
<b>F114A</b>	<i>Halstead forceps, straight, with teeth</i> .....	<b>61</b>
<b>F1606A</b>	<i>Castroviejo needle holder, curved, delicate (15cm)</i> .....	<b>65</b>
<b>F1621B</b>	<i>Troutman O'Brien needle holder, curved, delicate jaws (10cm)</i> .....	<b>66</b>
<b>F830A</b>	<i>Troutman blades holder</i> .....	<b>33</b>
<b>F700A</b>	<i>Culler iris spatula, very delicate 1 mm</i> .....	<b>77</b>
<b>F708B</b>	<i>Barraquer spatula, ended with a small flat ball, 12mm with luer cone at the back</i> .....	<b>77</b>
<b>F2211B</b>	<i>Alu tray, 2 levels with silicone mat, size 180x290x40 mm</i> .....	<b>8</b>
<b>Additional instruments :</b>		
<b>F1551M</b>	<i>Capsulotomy scissors, flat, delicate blades, blunt tips</i> .....	<b>27</b>

## Boite à Cataracte Phaco

<b>F304A</b> Blépharostat de Kratz .....	<b>3</b>
<b>F525A</b> Canule de Kratz courbe à olive face inférieure gratteuse .....	<b>15</b>
<b>F1531M</b> Micro-ciseaux corps plat de Vannas courbes, lames mousses 6mm (8,5cm) .....	<b>24</b>
<b>F902A</b> Crochet manipulateur de Lester .....	<b>36</b>
<b>F142M</b> Pince capsulorhexis de Corydon courbe titane-acier, incision 2,2mm, avec protection stérilisable ..	<b>48</b>
<b>F125B</b> Pince à cornée de Bonn dents de 0,1mm mors de 0,3mm .....	<b>49</b>
<b>Or F125C</b> Pince à cornée de Bonn courte dents de 0,1mm mors de 0,3mm .....	<b>49</b>
<b>F121A</b> Pince à monofilament de Troutman courbe .....	<b>52</b>
<b>F708B</b> Spatule de Barraquer terminée par une petite boule aplatie, 12mm avec cône luer à l'arrière .....	<b>77</b>
<b>F2211A</b> Boîte alu avec tapis à picots silicone 180x290x25 mm, 1 niveau .....	<b>8</b>
<b>Option supplémentaire à prévoir :</b>	
<b>F533B3</b> Canule double courant courbe Ø1,1mm à orifice d'aspiration latéral Ø0,3mm .....	<b>17</b>
<b>F1551M</b> Ciseaux corps plat pour capsulotomie lames fines mousses .....	<b>27</b>

## Phaco cataracte set

<b>F304A</b> Kratz wire speculum	<b>3</b>
<b>F525A</b> Kratz cannula, olive tip with abrasive inferior side .....	<b>15</b>
<b>F1531M</b> Vannas scissors, curved, flat, blunt tips 6mm (8.5cm) .....	<b>24</b>
<b>F902A</b> Lester manipulator	<b>36</b>
<b>F142M</b> Corydon capsulorhexis forceps, 2.2mm incision, titanium-stainless steel, sterilizable protection device included	<b>48</b>
<b>F125B</b> Bonn corneal forceps, teeth 0.1mm, jaws of 0.3mm .....	<b>49</b>
<b>Or F125C</b> Bonn corneal forceps, short, teeth 0.1mm, jaws of 0.3mm	<b>49</b>
<b>F121A</b> Troutman tying forceps, curved	<b>52</b>
<b>F708B</b> Barraquer spatula, ended with a small flat ball, 12mm with luer cone at the back	<b>77</b>
<b>F2211A</b> Alu tray, 1 level with silicone mat, size 180x290x25mm	<b>8</b>
<b>Additional instruments :</b>	
<b>F533B3</b> Double way cannula Ø1.1 mm, lateral aspiration opening Ø0.3 mm	<b>17</b>
<b>F1551M</b> Capsulotomy scissors, flat, delicate blades, blunt tips	<b>27</b>

## Boite à Strabisme

<b>F306A</b> Blépharostat de Castroviejo (adulte) .....	<b>4</b>
<b>F500A</b> Canule à voies lacrymales de Galezowski droite Ø0,6 x 8 mm .....	<b>11</b>
<b>F1506M</b> Ciseaux corps plat de Westcott à tendons, mousses (12cm) .....	<b>28</b>
<b>F1560M</b> Ciseaux à anneaux de Stevens droits mousses ..	<b>28</b>
<b>F180A</b> Compas de Castroviejo .....	<b>32</b>
<b>F804A</b> Crochet de Gass-Rouchy .....	<b>38</b>
<b>F808A</b> Crochet de Hugonnier .....	<b>39</b>
<b>F130A</b> Pince à sutures de Paufigue dents de 0,2mm mors de 0,6mm .....	<b>51</b>
<b>F115A x2</b> Pince de De Wecker droite .....	<b>60</b>
<b>F114A x2</b> Pince de Halstead droite à dents .....	<b>61</b>
<b>F1611A</b> Micro-porte-aiguilles de Castroviejo courbe (12,5cm) .....	<b>65</b>
<b>F1625A</b> Porte-aiguilles de Barraquer corps rond courbe (13cm) .....	<b>67</b>
<b>F185B</b> Releveur de paupières de Desmarres moyen 11mm .....	<b>70</b>
<b>F2211A</b> Boîte alu avec tapis à picots silicone 180x290x25 mm, 1 niveau .....	<b>8</b>
<b>Option supplémentaire à prévoir :</b>	
<b>F807C</b> Myomètre de Roth-Rapp (V2) .....	<b>38</b>
<b>F131B</b> Pince à sutures de Jayle dents de 0,26mm mors de 0,8mm .....	<b>51</b>
<b>F182A</b> Spatule ou réglette de Pechereau .....	<b>80</b>

## Strabismus surgical set

<b>F306A</b> Castroviejo speculum, adult size	<b>4</b>
<b>F500A</b> Galezowski cannula, lacrimal, straight Ø0.6 .....	<b>11</b>
<b>F1506M</b> Westcott tenotomy scissors, blunt tip .....	<b>28</b>
<b>F1560M</b> Stevens scissors, ring, straight, blunt tips	<b>28</b>
<b>F180A</b> Castroviejo caliper	<b>32</b>
<b>F804A</b> Gass-Rouchy hook	<b>38</b>
<b>F808A</b> Hugonnier hook	<b>39</b>
<b>F130A</b> Paufigue suturing forceps, teeth 0.2mm, jaws 0.6mm .....	<b>51</b>
<b>F115A x2</b> De Wecker forceps, straight	<b>60</b>
<b>F114A x2</b> Halstead forceps, straight, with teeth	<b>61</b>
<b>F1611A</b> Castroviejo needle holder, curved (12.5cm) .....	<b>65</b>
<b>F1625A</b> Barraquer needle holder, round body, curved (13cm)	<b>67</b>
<b>F185B</b> Desmarres lids retractor, medium size 11mm .....	<b>70</b>
<b>F2211A</b> Alu tray, 1 level with silicone mat, size 180x290x25mm	<b>8</b>
<b>Additional instruments :</b>	
<b>F807C</b> Roth-Rapp myometer (V2)	<b>38</b>
<b>F131B</b> Jayle suturing forceps, teeth 0.26mm, jaws 0.8mm .....	<b>51</b>
<b>F182A</b> Pechereau spatula or ruler	<b>80</b>

**TROUSSES  
SETS  
SETS**

**Boite de DCR**

<b>F306A</b> Blépharostat de Castroviejo (adulte) .....	<b>4</b>
<b>F1562M</b> Ciseaux d'ophtalmologie courbes, mousses .....	<b>30</b>
<b>F956B</b> Curette à chalazion grand modèle .....	<b>43</b>
<b>F130A</b> Pince à sutures de Paufigue dents de 0,2mm mors de 0,6mm .....	<b>51</b>
<b>F111A</b> Pince à fixer d'Adson 1x2 dents .....	<b>59</b>
<b>F114A x2</b> Pince de Halstead droite à dents .....	<b>61</b>
<b>F1600B</b> Porte-aiguilles sur manche droit .....	<b>64</b>
<b>F192A x2</b> Écarteur de Valude à 3 Griffes fines .....	<b>71</b>
<b>F958A</b> Rongeur à DCR de Kerisson 3 mm .....	<b>73</b>
<b>F954A</b> Rugine de Valude .....	<b>74</b>
<b>F959A</b> Rugine de Rollet 3 mm .....	<b>74</b>
<b>F980A</b> Maillet à deux têtes .....	<b>75</b>
<b>F961A</b> Gouge coudée de Lombard, mors 2 mm .....	<b>75</b>
<b>F962A</b> Ostéotome à double tranchant 4 mm .....	<b>75</b>
<b>F960A</b> Gouge de Hass, 4 mm .....	<b>75</b>
<b>F605A</b> Sonde de Galezowski à bout olivaire 2 Ø1mm .....	<b>76</b>
<b>F616A</b> x2 Styilet de Sichel-Wilder moyen .....	<b>80</b>
<b>F2355A</b> Boite inox pour laveur automatique, 316x210x35mm, équipée d'un tapis silicone .....	<b>10</b>

**DCR set**

<b>F306A</b> Castroviejo speculum, adult size
<b>F1562M</b> Ophthalmology scissors, curved, blunt tips
<b>F956B</b> Chalazion curette, large size
<b>F130A</b> Paufigue suturing forceps, teeth 0.2mm, jaws 0.6mm .....
<b>F111A</b> Adson fixation forceps, 1 x 2 teeth
<b>F114A x2</b> Halstead forceps, straight, with teeth
<b>F1600B</b> Needle holder, on a straight handle
<b>F192A x2</b> Valude retractor, 3 claws, delicate
<b>F958A</b> Kerisson DCR rongeur forceps, 3 mm
<b>F954A</b> Valude rugine
<b>F959A</b> Rollet rugine, 3 mm
<b>F980A</b> Double face mallet
<b>F961A</b> Lombard gouge, jaws 2mm
<b>F962A</b> Double-edge blades osteotomy, 4 mm
<b>F960A</b> Hass Gouge, 4 mm
<b>F605A</b> Galezowski probe, bulbous tip 2 Ø 1 mm
<b>F616A x2</b> Sichel-Wilder dilator, medium taper
<b>F2355A</b> Stainless steel tray, 316x210x35mm, equipped with silicone mat

**Boite à décollement de rétine**

<b>F307C</b> Blépharostat de Corcelle à vis .....	<b>5</b>
<b>F1560B</b> Ciseaux à anneaux de Stevens courbes mousses .....	<b>28</b>
<b>F1562P</b> Ciseaux d'ophtalmologie courbes, pointus .....	<b>30</b>
<b>F829D</b> Couteau cliveur de Paufigue 3 mm .....	<b>33</b>
<b>F810B</b> Crochet à strabisme moyen .....	<b>39</b>
<b>F211A</b> Marqueur de Urrets-Zavalía .....	<b>45</b>
<b>F130A</b> Pince à sutures de Paufigue dents de 0,2mm mors de 0,6mm .....	<b>51</b>
<b>F110A</b> Pince à fixer/conjonctive de Lester 1 x 2 dents .....	<b>59</b>
<b>F112A</b> Pince à fixer d'Elschnig 1x2 dents .....	<b>59</b>
<b>F115A x2</b> Pince de De Wecker droite .....	<b>60</b>
<b>F114C x2</b> Pince de Halstead droite sans dents .....	<b>61</b>
<b>F1608A</b> Porte-aiguilles de Castroviejo courbe, fin à arrêt (15cm) .....	<b>65</b>
<b>F830A</b> Porte-lames de Troutman .....	<b>33</b>
<b>F190A</b> Écarteur de Bonn .....	<b>70</b>
<b>F2211B</b> Boite alu avec tapis à picots silicone 180x290x40 mm, 2 niveaux .....	<b>8</b>

**Retinal detachment set**

<b>F307C</b> Corcelle adjustable speculum
<b>F1560B</b> Stevens scissors, ring, curved, blunt tips
<b>F1562P</b> Ophthalmology scissors, curved, sharp tips
<b>F829D</b> Paufigue sclerotomy knife 3 mm
<b>F810B</b> Strabismus hook, medium size
<b>F211A</b> Urrets-Zavalía marker
<b>F130A</b> Paufigue suturing forceps, teeth 0.2mm, jaws 0.6mm
<b>F110A</b> Lester fixation/conjunctiva forceps, 1 x 2 teeth
<b>F112A</b> Elschnig fixation forceps, 1 x 2 teeth
<b>F115A x2</b> De Wecker forceps, straight
<b>F114C x2</b> Halstead forceps, straight, without teeth
<b>F1608A</b> Castroviejo needle holder, curved, delicate with lock (15cm)
<b>F830A</b> Troutman blades holder
<b>F190A</b> Bonn retractor
<b>F2211B</b> Alu tray, 2 levels with silicone mat, size 180x290x40 mm

**Boite ICL®** ICL® est une marque déposée de STAAR Surgical Company

<b>F180G</b> Jauge de cornée de blanc à blanc, pour mesurer horizontalement le diamètre de la cornée pour ICL®
<b>F708B</b> Spatule de Barraquer terminée par une petite boule aplatie, 12mm avec cône luer à l'arrière
<b>F908A</b> Manipulateur ICL® Ø 0.80 mm, coudé, pour placer l'haptique sous l'iris
<b>F908B</b> Manipulateur ICL® à pointe fourchue en demi cercle Ø0.8mm, coudé, 12 mm
<b>F145A</b> Pince à implantations de Mac Pherson
<b>F255A</b> Pince coaxiale du Dr Hirsch Hoffman pour chargement d'implant ICL®, extrémité angulée, 20G/Ø0.9mm
<b>F2211A</b> Boite alu avec tapis à picots silicone 180x290x25 mm, 1 niveau

**ICL® set** ICL® is a trademark of STAAR Surgical Company

<b>32</b> <b>F180G</b> White to white corneal gauge, to measure the horizontal corneal diameter for ICL®
<b>35</b> <b>F708B</b> Barraquer spatula, ended with a small flat ball, 12mm with luer cone at the back
<b>42</b> <b>F908A</b> ICL® slider, to place the haptic under the iris, round hole tip Ø 0.80 mm, angled
<b>42</b> <b>F908B</b> ICL® tucker/slider, forked tip, angled, 12mm .....
<b>53</b> <b>F145A</b> Mac Pherson lens implantation forceps
<b>83</b> <b>F255A</b> Dr Hirsch Hoffman coaxiale forceps for ICL® lens replacement, angled tips, 20G/Ø0.9mm
<b>8</b> <b>F2211A</b> Alu tray, 1 level with silicone mat, size 180x290x25mm



## Service de maintenance et réparation des instruments

Nous assurons les réparations ainsi que la mise à neuf de vos instruments quelque soit leur marque. Ce travail est effectué par l'équipe de techniciens qui opère lors de la fabrication de nos instruments.

Il est nécessaire d'effectuer une stérilisation sur les instruments usagés avant de nous les envoyer (une fiche de stérilisation doit être jointe aux instruments). À la réception des instruments nécessitant une maintenance, nous procédons à l'inspection et évaluation et vous communiquons alors un devis de réparation.

Une fois ce dernier validé, voici la procédure appliquée :

- 1 - Nettoyage et lubrification
- 2 - Remplacement de la partie usée ou manquante (vis, ressort cassé, partie active de l'instrument, etc...)
- 3 - Restauration et polissage
- 4 - Ajustement final afin de s'assurer que l'instrument fonctionne correctement
- 5 - Passivation

Ce programme de maintenance a pour but de garantir la longévité de vos instruments et vous épargner de les remplacer suite à une défaillance.



## Maintenance and repair of instruments service

*This maintenance program guarantees the durability of your instruments. Thus, avoiding you to replace them because of a defect, a shock, etc..*

*NB: It is necessary to sterilize used instruments before sending them (a sterilization sheet must be attached to the instruments). Upon receipt of instruments requiring maintenance, we carry out the inspection and evaluation and we then send you an repair estimate.*

*Once it has been validated, the procedure is as follows:*

- 1 - Cleaning and lubrication*
- 2 - Replacing the worn or missing part (screw, broken spring, active part of the instrument, etc.)*
- 3 - Restoration and polishing*
- 4 - Final adjustment to ensure the instrument is working properly*
- 5 - Passivation*

*This maintenance program aims to guarantee the longevity of your instruments and to save you from replacing them after a failure.*




## INFORMATIONS IMPORTANTES - IMPORTANT INFORMATION

### COMMENT PROLONGER LA DURÉE DE VIE DES PINCES DE LA GAMME TITANE-INOX ET DE LEUR PROTECTION STÉRILISABLE

*How to extend the service life of forceps Titanium-Inox range and their sterilizable protection device*

#### 1 – Protections / Protection devices



Les pinces du présent catalogue où apparaît l'icone ci-contre sont fournies avec leur protection stérilisable.

*< When this icon appears, the forceps in this catalog are sold with their own sterilizable protection device.*

Ces protections ont été étudiées afin de permettre aux pinces de rester ouvertes tout en effectuant les phases de nettoyage, décontamination, stérilisation, et stockage, sans risques de dégradation de la partie utile.


*The design of the protection device allows you to clean, decontaminate, sterilize and store your forceps safely while they are inside it.*

**Il serait regrettable de les jeter à la poubelle.  
It would be unfortunate to throw them in the bin.**



Pour prolonger la vie de la protection, il est nécessaire de respecter certaines précautions lors de l'insertion/retrait de la pince :

*To enhance the protection durability, a few precautions must be observed :*



#### **Insertion :**

Il suffit d'insérer la pince maintenue fermée dans sa protection au niveau des deux premières stries et d'appuyer légèrement jusqu'au « click » en un mouvement linéaire vertical, et ensuite rabattre la languette.

#### **Retrait :**

Pour retirer la pince de sa protection, écarter la languette, puis tenir la pince entre le pouce et le majeur pour la maintenir fermée, et pousser la protection avec l'index ou s'aider de l'autre main; la protection se retire sans forcer. Veillez toujours à effectuer un mouvement linéaire vertical, ne jamais effectuer de rotation ni faire de mouvement de levier avec la pince dans la protection afin d'éviter d'abîmer les ailettes.

#### **Insertion :**

*The forceps should be maintained closed during the process. Insert forceps in the protection device at the first two ridges, then gently press linearly and vertically until you hear «click» and move the strip on it.*

#### **Remove :**

*To remove forceps protection, move the strip aside, then hold the forceps between your thumb and middle finger to keep it closed, and push the protection device with your index finger or with the other hand; the protection is withdrawn without forcing. Always make a vertical linear motion, never rotate or lever with the forceps in the protection device to avoid damaging the fins.*